

LABUMAT 2

Analyseur de chimie urinaire

Manuel d'utilisation pour SW version 3.4



CE

REF

UPA-9901-3

Table des matières

1 Introduction	4
1.1 Historique des modifications	4
1.2 Usage prévu	4
1.3 Théorie de fonctionnement	4
1.4 Méthodologie de l'analyse d'urine	6
1.5 Pièces de l'instrument	7
1.5.1 Avant de l'analyseur	7
1.5.2 Avant et pièces internes de l'analyseur	8
1.5.3 Arrière de l'analyseur	9
1.6 Bandelettes de test	10
1.7 Comment utiliser ce manuel	10
1.8 Informations en matière de sécurité	11
1.8.1 Qualification de l'opérateur	11
1.8.2 Protection contre le matériel qui comporte un risque biologique	11
1.8.3 Gestion des déchets	12
1.8.4 Utilisation sécurisée et adéquate de l'analyseur	13
1.8.5 Limitations d'usage	14
1.8.6 Logiciel tiers	14
1.8.7 Homologation de l'instrument	14
2 Installation	16
2.1 Liste de colisage	16
2.2 Emballage	16
2.3 Etapes de l'installation	17
2.3.1 Installation du système fluidique	20
2.3.2 Désactiver LabUMat 2	21
2.3.3 Etiquetage des tubes à l'aide de codes barre	22
3 Système de menu	23
3.1 Droits de l'utilisateur	24
3.1.1 Connexion à un compte Administrateur	25
3.2 Menu d'analyse (Measure)	25
3.2.1 Effacer la liste	25
3.2.2 Compteur de bandelettes enregistrées	25
3.2.3 Init	26
3.2.4 Chargeur vide	26
3.2.5 Sortir rack	27
3.2.6 Urgence	27
3.2.7 Lancer	27
3.2.8 Sortir	28
3.3 Menu Données	28
3.3.1 La liste d'échantillons	29
3.3.2 Principales caractéristiques	29
3.4 Menu paramétrage	33
3.4.1 Paramètres de l'analyse	33

3.4.2 Paramètres des analyses	36
3.4.3 Catégories	38
3.4.4 Réglages des fonctions	39
3.4.5 Mise en place de la transmission	41
3.4.6 Paramètres général	41
3.5 Général	44
3.5.1 Info	44
3.5.2 Contrôle de la qualité	44
3.5.3 Désinfection	47
3.5.4 Editeur de la liste de travail	47
3.5.5 Type de bandelette	48
3.5.6 Utilisateur Calibration de PMC	48
3.5.7 Enregistrement des bandelettes	48
3.5.8 Historique	49
4 Operation	50
4.1 Prélèvement et préparation des échantillons	50
4.2 Chargement des bandelettes dans LabUMat 2	50
4.3 Analyse	52
4.4 Identification des résultats du test	53
4.5 Fonctionnement de base	54
4.5.1 Dépannage relatif au fonctionnement de base	56
4.6 Utilisation conjointe du LabUMat 2 et de l'analyseur de microscopie urinaire.	57
5 Maintenance	58
6 Messages d'erreur, dépannage	60
6.1 Messages d'info	60
6.2 Messages d'alerte	61
6.2.1 Messages d'alerte concernant le matériel	61
6.2.2 Messages d'alerte logiciel	62
6.3 Messages d'erreur	64
6.3.1 Messages se rapportant au matériel	64
6.3.2 Messages d'erreur du logiciel	65
6.4 Erreurs d'analyse possibles	68
7 Résumé des performances	69
7.1 Comparaison de méthodes	69
7.2 Mesures de précision	70
7.3 Plages de mesure, sensibilité analytique et valeurs attendues	70
8 Support de l'instrument	72
8.1 Entretien	72
8.2 Références de commande	72
9 Données techniques	73
10 Symboles	76

1 INTRODUCTION

1.1 Historique des modifications

Version	Date	Modification
1.0	10/2021	Première édition
2.0	05/2022	Conformité à l'IVDR Nouvelle bandelette de test réactive avec paramètres mALB/CREA Fonctionnalités du nouveau logiciel (sw 3.4) ajoutées Ajout de la section Kit de stabilité à bord

Merci d'avoir choisi l'analyseur de chimie urinaire automatique LabUMat 2. Nous espérons que vous serez satisfait de l'analyseur.

1.2 Usage prévu

LabUMat 2 est un analyseur de chimie urinaire entièrement automatisé. Il est destiné à un usage professionnel de diagnostic in vitro lors de la réalisation de tests d'analyse d'urine. Il est utilisé comme dispositif de dépistage. LabUMat 2 peut être utilisé avec les bandelettes de test LabStrip U11 Plus GL et LabStrip U12 mALB/CREA. Il est destiné à la détermination qualitative ou semi-quantitative du glucose, des protéines, de la bilirubine, de l'urobilinogène, du pH, du sang, des cétones, des nitrites, des leucocytes, de l'acide ascorbique, de l'albumine, de la créatinine, de la densité urinaire, de la turbidité et de la couleur. L'analyseur mesure des échantillons d'urine non centrifugés.

1.3 Théorie de fonctionnement




Figure 1 : Principe de mesure

LabUMat 2 identifie automatiquement les échantillons placés sur l'instrument via le lecteur de code-barres intégré. Après une courte séquence de mélange, l'instrument pipette des échantillons d'urine native non centrifugés sur les tampons des bandelettes de test. Les tampons de test changent de couleur en fonction de la composition chimique de l'échantillon. Après 60 secondes d'incubation, l'instrument

déplace les bandelettes de test sous la tête de mesure optique. L'unité optique contient quatre LED qui émettent de la lumière selon diverses longueurs d'onde (505, 530, 620, 660 nm). La lecture se fait électro-optiquement, comme suit :

Les LED (1) émettent subséquemment de la lumière d'une longueur d'onde définie sur la surface du tampon de test (2) directement au-dessus de la zone de test. La lumière frappant la zone de test est réfléchiée avec une intensité dépendant du degré de changement de couleur du tampon de test (directement lié à la concentration du constituant particulier dans l'urine), et est captée par les détecteurs, photodiodes (3) positionnées à des angles optimaux. Les phototransistors envoient un signal électrique analogique à un convertisseur A/N (4), qui le transforme en forme numérique. Le microprocesseur (5) effectue alors des calculs sur cette lecture numérique tampon par tampon. Enfin, le système compare ces valeurs calculées avec les limites de plage définies (valeurs calculées qui sont programmées dans l'analyseur pour chaque paramètre) et produit un résultat semi-quantitatif (6).

La tête de mesure optique donne des résultats pour : la bilirubine (BIL), l'urobilinogène (UBG), les cétones (KET), l'acide ascorbique (ASC), le glucose (GLU), les protéines (PRO), la créatinine (CREA)*, le sang (BLD), le pH, l'albumine (mALB)*, les nitrites (NIT) et les leucocytes (LEU). Le rapport albumine sur créatinine (ACR)* et le rapport protéines sur créatinine (PCR)* sont calculés sur la base des valeurs fournies par la tête de mesure optique pour les protéines, la créatinine et l'albumine.

En même temps, la cellule de mesure physique (CMP) de l'instrument mesure les propriétés physiques de l'échantillon (couleur, turbidité et densité urinaire) L'échantillon passe à travers un tube de verre à l'intérieur de la CMP où un réfractomètre détermine la densité urinaire. La couleur et la turbidité sont mesurées par un réseau optique de quatre LED émettant de la lumière à travers l'échantillon. Les détecteurs du côté opposé de l'échantillon analysent la quantité de lumière reçue pour chaque LED individuelle afin de calculer la couleur et la turbidité de l'échantillon.

Risque biologique



Il se peut que cet analyseur devienne une source d'infection en cours d'utilisation. Éliminez l'analyseur conformément à la réglementation locale concernant les déchets biologiques dangereux.

* CREA, mALB, ACR et PCR ne sont disponibles qu'en utilisant une bandelette de test d'urine LabStrip U12 mALB/CREA.

1.4 Méthodologie de l'analyse d'urine



L'analyse d'urine est l'une des méthodes diagnostiques fréquemment utilisée par les médecins en laboratoire. La méthode la plus rentable de tester l'urine est l'utilisation de bâtonnets en papier ou en plastique. Ce système microchimique est disponible depuis de nombreuses années et permet d'effectuer une analyse qualitative et semi-quantitative en une minute par le biais d'une simple observation attentive. Le changement de couleur de chaque segment de la bandelette est comparé à une palette de couleurs pour obtenir les résultats. Cependant, du fait de différentes conditions ambiantes (par ex. la lumière extérieure), les résultats peuvent être mal lus ou interprétés de façon erronée.


Pour les interférents spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation des bandelettes réactives.



Les instruments d'analyse urinaire (lecteurs de bandelettes urinaires) sont conçus précisément pour améliorer l'exactitude et la sécurité de l'évaluation des bandelettes urinaires en automatisant et en standardisant le processus d'évaluation. Les analyseurs permettent également la manipulation des données d'analyse et la génération de rapports en offrant des fonctionnalités informatisées de stockage et de traitement des données pour les laboratoires médicaux. L'analyseur est destiné à être utilisé pour le dépistage des patients à risque afin de faciliter le diagnostic dans les domaines suivants : Fonction rénale, infections des voies urinaires, troubles métaboliques, métabolisme des glucides, fonction hépatique.


1.5 Pièces de l'instrument

1.5.1 Avant de l'analyseur




1 Portes	5 Écran tactile
2 Bac à bandelettes non utilisées	6 Plateau d'égouttage
3 Zone d'échantillonnage (avec lecteur RFID et code-barres interne)	7 Bac à déchets
4 Convoyeur de rack	8 Bouton marche/arrêt

1.5.2 Avant et pièces internes de l'analyseur



1 Sonde de pipetage	5 Crochet de convoyeur de racks
2 Cylindre chargeur de bandelettes	6 Platine de mesure
3 Platine de pipetage	7 Peigne à bandelette
4 Embrayage du convoyeur de racks	8 Crochet de convoyeur de racks

1.5.3 Arrière de l'analyseur



1 Ports LAN pour le SIL	8 Ports audio (non utilisés)
2 RS232 pour la connexion des sédiments	9 Connecteur secteur, interrupteur d'alimentation, fusible
3 Ports PS2 (non utilisés)	10 Connecteur du capteur de niveau de liquide de lavage
4 Port USB (non utilisé)	11 Connecteur du capteur de niveau de déchets liquides
5 Port d'affichage (non utilisé)	12 Entrée du liquide de lavage
6 Port DVI (non utilisé)	13 Sortie de déchets liquides
7 Ports USB vers souris et clavier (en option)	14 Sortie de sécurité des déchets liquides

⚠ Les connecteurs doivent être utilisés uniquement avec les fiches de leurs accessoires appropriés pour éviter un dysfonctionnement de l'équipement, des blessures ou des dommages corporels.

1.6 Bandelettes de test

La bandelette de test urinaire LabStrip U11 Plus GL est un dispositif médical de diagnostic in vitro à utiliser comme test de dépistage préliminaire pour la reconnaissance des maladies du foie, des obstructions biliaires et hépatiques, du diabète et des maladies hémolytiques, des maladies urologiques et néphrologiques associées à l'hématurie ou à l'hémoglobinurie, maladies des reins et des voies urinaires par la détermination qualitative ou semi-quantitative rapide de l'acide ascorbique, de la bilirubine, du sang, du glucose, des cétones, des leucocytes, des nitrites, du pH, des protéines, de la densité urinaire et de l'urobilinogène dans l'urine humaine.



Le produit est conçu pour un usage professionnel et peut être utilisé dans un environnement proche du patient.

Les bandelettes de test urinaire LabStrip U11 Plus GL peuvent être utilisées tant pour une analyse visuelle que sur des analyseurs d'urine.

La bandelette de test urinaire LabStrip U12 mALB/CREA est un dispositif médical de diagnostic in vitro à utiliser comme test de dépistage préliminaire du diabète, des maladies du foie, des maladies hémolytiques, des troubles urogénitaux et rénaux et des anomalies métaboliques par la détermination semi-quantitative rapide de la bilirubine, de l'urobilinogène, des cétones, de l'acide ascorbique, du glucose, des protéines, de la créatinine, du sang, du pH, de l'albumine et des leucocytes, ainsi que la détermination qualitative des nitrites dans l'urine humaine et l'évaluation du rapport albumine/créatinine et du rapport protéines/créatinine.

1.7 Comment utiliser ce manuel

Le manuel d'utilisation contient toutes les informations essentielles pour que l'utilisateur puisse utiliser pleinement l'analyseur. Ce manuel décrit les fonctions du système et comprend des procédures étape par étape permettant d'accéder au système et de l'utiliser.

Pour plus d'assistance, pour tout commentaire et pour l'historique des versions du document, veuillez contacter votre distributeur.

1.8 Informations en matière de sécurité

Une attention particulière doit être accordée aux informations de sécurité suivantes. Si elles sont ignorées, l'opérateur peut être exposé à une blessure grave ou mortelle, ou les patients peuvent être mis en danger par une évaluation erronée de l'échantillon.

Ce récapitulatif de sécurité contient les exigences et précautions les plus importantes et générales pour l'utilisation sécurisée de l'analyseur. De plus, vous trouverez des informations spécifiques en matière de sécurité sous forme de messages d'avertissement ou d'attention au début des chapitres et dans les procédures.

1.8.1 Qualification de l'opérateur

- Les opérateurs doivent disposer de bonnes connaissances des lignes directrices et normes pertinentes, ainsi que des informations et procédures indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- Ne pas effectuer les opérations et la maintenance sans avoir été dûment formé. Durant l'utilisation et la maintenance de l'analyseur, suivre scrupuleusement les procédures décrites dans le manuel de l'utilisateur.
- Laisser les opérations de maintenance, d'installation ou d'entretien non décrites dans le manuel de l'utilisateur au personnel chargé de l'entretien spécialement formé.
- Suivre les bonnes pratiques de laboratoire, en particulier durant le travail avec du matériel qui comporte un risque biologique.

1.8.2 Protection contre le matériel qui comporte un risque biologique

- Toutes les pièces de l'analyseur peuvent entrer en contact avec l'urine humaine et sont donc des sources possibles d'infection. Les échantillons d'urine doivent être traités selon le niveau de sécurité biologique 2.
- Veiller à porter l'équipement de protection approprié, notamment un masque de protection des yeux avec des protections latérales, une blouse de laboratoire résistante aux liquides, des gants de laboratoire homologués. Porter une protection pour le visage en cas de risque d'éclaboussures et de projections.
- Remplacer les gants s'ils sont contaminés, si leur intégrité est compromise ou dans tous les autres cas nécessaires. Ne pas laver et réutiliser des gants jetables.
- Ne pas manger, boire, fumer, toucher les lentilles de contact, appliquer de cosmétiques ou conserver des aliments dans le laboratoire.

- Ne pas pipeter les liquides à la bouche ; n'utiliser que des analyseurs à pipetage mécanique.
- Durant les opérations d'entretien, garder les mains et les doigts loin de la bouche, du nez et des yeux.
- Retirer les vêtements de protection et se laver les mains avant de quitter le laboratoire.
- Si vous n'utilisez plus l'analyseur et/ou si vous souhaitez le transporter, nettoyez-le et désinfectez-le, videz et désinfectez le conteneur de déchets (liquides) et le bac à déchets (bandelettes), tel que décrit aux [2.3.2 Désactiver LabUMat 2](#) et [5 Maintenance](#).

1.8.2.1 Accidents possibles

- Fuites de l'échantillon ou de déchet liquide: En cas de fuite de matériel comportant un risque biologique, l'absorber immédiatement et appliquer du désinfectant. Si cela se produit dans l'analyseur ou le système de transport des racks, arrêter le processus de mesurage et suivre la procédure de nettoyage quotidien. (Voir [5 Maintenance](#)) Si un échantillon ou un déchet liquide entre en contact avec votre peau, laver immédiatement au savon et à l'eau et appliquer un désinfectant. Consulter un médecin.
- Chute de déchets solides: Lorsque du matériel solide contaminé tombe sur le sol ou dans l'analyseur (par exemple si le bac de déchets tombe et que les bandelettes usagées se répandent), le ramasser et le jeter dans un récipient pour déchets à risque biologique et nettoyer la zone à l'eau et au désinfectant.

1.8.2.2 Rapports d'incidents

- Informez votre représentant 77 Elektronika Kft. et les autorités locales compétentes de tout incident grave pouvant survenir lors de l'utilisation de ce produit.

1.8.3 Gestion des déchets

Les déchets de l'analyseur peuvent comporter un risque biologique. Ils doivent donc être traités conformément aux lois et réglementations pertinentes. La quantité maximum de liquide usagé représentant un danger biologique est égale à la capacité du conteneur de déchets. (5 litres).

- Lors de l'élimination des déchets, se conformer aux réglementations locales appropriées.
- Toute substance contenue dans le matériel QC ou autre matériel de travail, si elle est légalement réglementée dans le cadre de la protection de l'environnement,

doit être éliminée dans le respect des réglementations en matière d'élimination de l'eau. Pour connaître les réglementations en matière d'élimination de l'eau, veuillez contacter les fournisseurs du matériel.

1.8.4 Utilisation sécurisée et adéquate de l'analyseur

1.8.4.1 Soins et précision des résultats mesurés

- Un résultat incorrect du mesurage peut provoquer des erreurs de diagnostic et donc mettre le patient en danger.
- Pour le bon usage de l'instrument, mesurer les échantillons QC et surveiller l'instrument pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser de consommables dont la date de péremption est dépassée, car cela pourrait provoquer des données approximatives.
- Aux fins du diagnostic, toujours évaluer les résultats conjointement avec les antécédents médicaux du patient, les examens cliniques et d'autres conclusions.

1.8.4.2 Installation et entretien

- L'installation et l'entretien de l'analyseur doivent être effectués uniquement par du personnel autorisé et formé par 77 Elektronika Kft..
- Ne pas essayer de remplacer les parties électriques ou mécaniques qui ne sont pas décrites dans le manuel de l'utilisateur.
- Un système de blocage de sécurité coupe l'alimentation et arrête le processus de traitement de l'échantillon lorsque la porte de l'analyseur est ouverte. Ne pas essayer de désactiver le système de blocage. Si le système de blocage est désactivé, il n'arrête pas le fonctionnement de l'analyseur et les parties en mouvement qui se trouvent à l'intérieur peuvent provoquer des accidents si vous accédez à l'intérieur de l'analyseur.
- Le retrait des couvercles de l'équipement électrique peut provoquer des électrocutions, car l'appareil contient des parties sous haute tension. Ne retirer aucun couvercle de l'analyseur autre que ceux qui sont indiqués dans le présent manuel de l'utilisateur.
- Ne pas essayer de travailler dans le compartiment électrique.
- Le niveau de sécurité de l'analyseur ne change pas après l'entretien, si celui-ci est effectué uniquement par du personnel autorisé et formé par 77 Elektronika Kft..

1.8.4.3 Conditions de fonctionnement

- L'utilisation dans des conditions opératoires autres que celles qui sont spécifiées peut provoquer des résultats erronés ou le dysfonctionnement de l'instrument. (Voir **9 Données techniques**)
- Utiliser l'instrument en intérieur uniquement, éviter la chaleur et l'humidité.
- Toujours respecter les normes de laboratoire locales.
- Pour assurer que les conditions opératoires de l'analyseur restent inchangées, effectuer la maintenance selon les intervalles indiqués et lorsque le logiciel du système l'indique. Veiller à ce que les ouvertures prévues pour la ventilation de l'analyseur soient toujours dégagées.
- Veiller à ce qu'aucune vibration ne soit appliquée la surface sur laquelle repose l'analyseur et ne pas le frapper ou l'incliner lorsqu'il est en fonction.
- Les vibrations fortes, les coups ou l'inclinaison de l'appareil peuvent modifier l'emplacement des dispositifs de mesure et provoquer des résultats erronés.
- Les vibrations fortes, les coups ou l'inclinaison de l'appareil peuvent déplacer un rack de son emplacement initial, ce qui provoque une identification erronée des échantillons.

1.8.4.4 Pièces homologuées

- L'utilisation de pièces ou de dispositifs non homologués peut provoquer un dysfonctionnement et annuler la garantie.
- N'utiliser que des pièces et dispositifs homologués par 77 Elektronika Kft..

1.8.5 Limitations d'usage

Ne pas utiliser les résultats semi-quantitatifs fournis par l'appareil pour prendre des décisions diagnostiques ou thérapeutiques sans analyse complémentaire. L'appareil a été développé et fabriqué pour un usage de diagnostic humain uniquement (fonction d'origine). Le fabricant exclut toute responsabilité découlant ou liée à un usage de l'appareil différent de sa fonction d'origine.

1.8.6 Logiciel tiers

Il est interdit d'installer un logiciel sur le PC.

1.8.7 Homologation de l'instrument

L'analyseur d'urine LabUMat 2 est fabriqué et testé selon les normes

internationales suivantes :


- Le système LabUMat 2 répond aux exigences définies dans : le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.
- IEC 61326-2-6:2012
- IEC 61326-1:2012
- IEC 61010-1:2010 + AMD1:2016
- IEC 61010-2-081:2015
- IEC 61010-2-101:2015
- L'appareil est certifié conforme aux exigences CEM et aux spécifications de sécurité de la Directive Diagnostic In Vitro (98/79/CE). Conformément à la norme CEI 61326-2-6, il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'un environnement électromagnétique compatible pour cet instrument est fourni et maintenu afin que l'analyseur fonctionne comme prévu. N'utilisez pas cet analyseur à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques (par ex. sources RF intentionnelles non blindées), car elles peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil. L'environnement électromagnétique doit être évalué avant l'utilisation de l'analyseur.

2 INSTALLATION


2.1 Liste de colisage

Equipement LabUMat 2	1 pc
Cordon d'alimentation	1 pc
Câble série	1 pc
Poubelle	1 pc
Bidon lavage	1 pc
Porte-bidon	1 pc
Tuyaux	3 pcs
Convoyeur de racks	1 pc
Distributeur bandelettes	1 pc
Plateau de pipetage	1 pc
Peigne des bandelettes	1 pc
Styilet pour écran tactile	2 pcs
Tubes + couvercle	100 pcs
Tube avec code barre	1 pc
Racks	10 pcs
Manuel d'utilisateur	1 pc
Manuel d'emballage	1 pc


2.2 Emballage

 **Vérifiez la liste d'expédition pour vous assurer que tout est présent et que rien n'est endommagé. Si tout est intact, suivez les instructions ci-dessous ; autrement, contactez votre distributeur immédiatement.**

 **Jusqu'à l'installation, stockez l'analyseur entre +5 et +40 °C et entre 10 et 85 % d'humidité.**

 **Ne pas exposer directement au soleil car la lumière intense peut causer des interférences avec les capteurs optiques.**

LabUMat 2 est expédié dans 2 cartons. Avant le déballage, dégagez l'endroit où vous comptez vous servir de l'analyseur : il faut une table de 80 x 60 centimètres, suffisamment solide pour supporter un analyseur de près de 60 kg. Consultez les détails du manuel d'expédition sur la façon d'emballer et de déballer l'analyseur. Veuillez suivre les marques d'expédition sur le carton lors des manipulations.


 **Nous recommandons de conserver les éléments protecteurs de l'emballage et les autres matériaux de rembourrage réutilisables à l'avenir.**

1 Coupez les bandes de fixation de la caisse de transport en bois et retirez le couvercle et le rembourrage. Retirez la coque extérieure de l'emballage et enlevez le carton plat au-dessus.

2 Retirez le rembourrage du carton autour du module principal, puis sortez-le de sa coque d'emballage.


- 3** Enlevez les dix (10) racks, les tubes et les adaptateurs de montage et placez-les sur la table préparée.
- 4** Retirez le convoyeur de racks emballé séparément et placez-le sur la table préparée.
- 5** Retirez le carton contenant le manuel d'utilisateur et les petits accessoires indiqués dans [2.1 Liste de colisage](#).
- 6** Retirez les deux bidons de liquide, leurs tubes et leur bassin et placez les bidons dans leur bassin sous la table.
- 7** Coupez le ruban adhésif autour de la coque du module principal et retirez la coque. Soulevez le module principal en demandant à un collègue de vous aider et placez-le sur la table.
- 8** Déballez tous les accessoires. Vérifiez que tous les éléments de la livraison sont présents (☞ [2.1 Liste de colisage](#)).

 **Utilisez vos deux mains pour saisir l'analyseur au niveau des coins inférieurs sous chaque côté.**

 *Si l'instrument doit être installé à un autre endroit, toutes les pièces démontables doivent être retirées pour le transport et le bras du robot doit être fixé à l'aide de la vis/plaque de sécurité incluses. Pour le transport, il peut être nécessaire d'utiliser un chariot à cause du poids de l'analyseur.*

2.3 Etapes de l'installation

- 1** Retirez tout le reste des matériaux de rembourrage de l'intérieur et du pourtour de l'analyseur.
- 2** Depuis l'avant de l'analyseur, localisez une vis s'étendant dans le sens longitudinal et une plaque métallique au milieu. La plaque de retenue fixe solidement la sonde de pipetage de l'analyseur au cours de l'expédition. La plaque de retenue doit être retirée avant que l'équipement puisse être allumé. Dévissez la vis de fixation, retirez la plaque et fixez-là à l'aide de la vis dans un trou situé sur la barre transversale supérieure du châssis, percé à cet effet.

 *Il est recommandé de conserver la vis et la plaque de fixation, car vous pourriez en avoir besoin s'il vous faut installer l'analyseur ailleurs.*

- 3** Localisez le peigne porteur de bandelettes parmi les accessoires et insérez-le dans l'emplacement prévu à cet effet du côté droit à l'intérieur de l'appareil. (☞ [Figure 24](#)).

- 4 Localisez le plateau de pipetage parmi les accessoires et installez-le à l'emplacement approprié au centre de l'appareil (☞ [Figure 24](#)).
- 5 Localisez le plateau d'égouttement parmi les accessoires et glissez-le dans sa fente à l'avant de l'instrument (☞ [Figure 24](#)).



Assurez-vous que les ouvertures du plateau d'égouttage sont alignées avec le trajet de la sonde de pipetage lorsqu'elle descend à l'intérieur des tubes à essai.




Figure 2 : Dimensions de l'analyseur lorsque le convoyeur de racks est fixé

- 6 Reliez le convoyeur de racks à l'appareil principal. Alignez les deux bords exactement l'un contre l'autre et enclenchez-les sur l'appareil principal. Après avoir bien encastré leurs bords, poussez doucement l'unité jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.





N'utilisez que les convoyeurs de racks fournis spécialement avec les analyseurs LabUMat 2.


- 7 Connectez le câble d'alimentation tout d'abord à , puis au secteur. Pour des raisons de sécurité, LabUMat 2 ne peut être connecté qu'à des prises électriques mises à la terre.
- 8 Utilisez le câble série inclus ou le port USB pour relier LabUMat 2 au PC hôte. Consultez le [3.3 Menu Données](#) pour savoir comment relier l'analyseur à


un PC hôte.


9 Allumez LabUMat 2 et attendez que le démarrage d'origine se termine.

 **Il est important de retirer la plaque de retenue du robot linéaire avant de relier l'équipement au secteur. Lors de la mise sous tension, l'instrument est en mode veille. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, le système se met en marche, ce qui inclut des contrôles de mouvement. Le robot linéaire peut être endommagé si la plaque de retenue ne lui permet pas d'effectuer les contrôles de mouvement.**

 **Le LabUMat 2 fonctionne avec une tension de secteur de 100 à 240 VCA. Dans cette plage, l'équipement gère automatiquement les niveaux de tension. Ne pas utiliser l'équipement avec des niveaux de tension différents du secteur.**

 **Ne pas retirer le panneau arrière de l'analyseur. Seule le personnel spécialement formé est autorisé à démonter l'analyseur.**

 *Vous devez enregistrer les bandelettes réactives avant d'utiliser l'analyseur (☞ [3.5.7 Enregistrement des bandelettes](#)).*

 *Après avoir installé l'analyseur, il est recommandé d'examiner son fonctionnement (☞ [3.5.2 Contrôle de la qualité](#)).*

2.3.1 Installation du système fluide

1 Introduisez les deux plus gros tuyaux dans les deux fentes du couvercle du contenant d'eau usée. Veillez à ce que les anneaux noirs en caoutchouc restent dans les fentes. Laissez 10 centimètres depuis les extrémités des tuyaux à l'intérieur du conteneur et connectez les autres extrémités dans les fentes de la LabUMat 2 désignées « Waste » (Déchets) et « Gravity » (Gravité).



Il n'y a pas de succion dans le tube Gravity ; il doit donc être installé afin d'être incliné vers le bas jusqu'à la poubelle.

2 Connectez le capteur de ce contenant au connecteur D-sub 9 à l'arrière de l'analyseur, désigné « WASTE SENSOR » (Capteur de déchets).

3 Remplissez l'autre contenant d'eau d'alimentation pour instrument (IFW). Introduisez le seul tuyau plus petit dans la bague d'arrêt du contenant « Wash » (Laver) et aussi dans la fente sur son couvercle depuis l'intérieur. Veillez à ce que l'anneau noir en caoutchouc reste dans la fente. Une extrémité du tuyau doit être au bas du contenant, maintenue par l'anneau en caoutchouc et l'autre extrémité doit être reliée à la fente « Wash » sur l'analyseur.

4 Reliez le capteur du bidon d'eau au connecteur D-sub 9 à l'arrière de l'analyseur, désigné « WASH SENSOR ».

5 Placez les deux bidons dans leur bassin et placez le bassin sous la table qui soutient l'assemblage de l'analyseur.

2.3.2 Désactiver LabUMat 2

Il n'y a pas d'étapes spéciales pour désactiver LabUMat 2. Effectuez les étapes indiquées ci-dessous pour préserver le bon état de l'analyseur quand il n'est pas utilisé.



Etant donné que l'urine est d'origine humaine, elle peut s'avérer infectieuse et comporter des risques biologiques.



Manipulez les bandelettes et les contaminants urinaires avec soin.



Portez toujours des gants en caoutchouc et d'autres vêtements de protection lorsque vous utilisez LabUMat 2.

1 Effectuez le cycle de lavage en vous servant de la solution désinfectante ([3.5.3 Désinfection](#)). Eteignez l'appareil LabUMat 2 et déconnectez-le du secteur.

2 Eliminez à la fois les bandelettes non utilisées ainsi que toutes celles dont on s'est servi et qui se trouvent dans la poubelle.

3 Retirez tous les fluides des deux contenants et nettoyez-les à fond. Laissez-les sécher et emballez-les, en laissant leurs couvercles ouverts.

4 Utilisez la vis et la plaque de sécurité incluses pour fixer solidement le module du robot linéaire.

5 Nettoyez LabUMat 2 avec soin et retirez toutes les pièces démontables ([5 Maintenance](#)). Laissez-les sécher et emballez LabUMat 2 tel qu'il l'était à son arrivée chez vous.




Si vous souhaitez utiliser à nouveau LabUMat 2, suivez les étapes décrites à la section [2 Installation](#) pour installer correctement l'analyseur.



Si l'instrument doit être installé à un autre emplacement, toutes les pièces démontables doivent être retirées pour le transport (le peigne, le plateau de pipetage, le plateau d'égouttement et le convoyeur de racks), et le bras du robot doit être fixé à l'aide de la vis et de la plaque de sécurité incluses. Pour le transport, un chariot peut être nécessaire car l'instrument est très lourd (environ 60 kilos).

2.3.3 Etiquetage des tubes à l'aide de codes barre

Le lecteur de codes barre intégré de LabUMat 2 peut identifier automatiquement les échantillons d'urines grâce aux codes barre fixés sur les côtés des tubes.



Appelez des codes barre autour du milieu des tubes, entre les niveaux indiqués dans la **Figure 3** . Il se peut que les codes barre au-dessus ou au-dessous de ces niveaux ne soient pas identifiés par LabUMat 2. En plaçant des échantillons munis de codes barre dans les racks, assurez-vous que les codes soient tournés vers le côté ouvert des racks, autrement le scanner ne pourra pas scanner les codes.

Un des tubes inclus est muni d'un code préalablement apposé. Il sert de modèle pour la position optimale du code barre sur le tube et peut aussi être utilisé pour vérifier le scanner de codes barre intégré.

3 SYSTÈME DE MENU

LabUMat 2 dispose d'un système de menu ergonomique et facile à utiliser. La barre de titre en haut de l'écran affiche le nom de l'appareil, la version du logiciel et le type de bandelette actuellement utilisé. Les principaux points du menu se trouvent sur le côté droit de l'écran ; leurs sous-menus correspondants se trouvent dans la partie inférieure. Les points du menu peuvent être sélectionnés en appuyant sur l'écran tactile LCD, en cliquant avec la souris connectée (non incluse), ou en les sélectionnant avec les touches directionnelles du clavier externe (non inclus). Les caractères peuvent être saisis à l'aide du clavier externe ou du pavé numérique à l'écran. Certains boutons ont plus d'un état et leur apparence indique leur statut actuel.





Figure 4 : Le menu d'analyse

Tout en bas de l'écran, dans la ligne d'état, les informations suivantes sont affichées continuellement, de gauche à droite :

Légende des informations de la barre d'état	
Description des informations affichées	Contenus affichés possibles
Affiche l'état du système ou la tâche en cours d'exécution.	Erreur de com. Initialisation... Pas prêt En attente Diagnostic en cours... Désinfection en cours... S'éteint... Calibrage de la CMP... Éjection du rack... Vidange du chargeur en cours... Prêt Préparation d'urgence en cours... Arrêt en cours... Mise à jour... Démarrage... En fonctionnement
Statut de connexion de l'analyseur de sédiments (si activé)	connecté non connecté
Droits d'utilisateur selon le niveau de connexion ou le nom d'utilisateur	Opérateur Administrateur Service Nom d'utilisateur
Nombre approx. de bandelettes dans le bac à déchets	Déchets :
Date et heure actuelles	Date et heure

3.1 Droits de l'utilisateur

Selon le système de connexion sélectionné, on peut classer et identifier les utilisateurs de LabUMat 2 selon leurs différents niveaux d'accès et leurs noms d'utilisateur individuels (et leurs niveaux d'accès correspondants). Il y a trois niveaux d'accès pour les comptes utilisateurs de LabUMat 2: Opérateur (Operator), Administrateur (Administrator) et Service comportant chacun des droits d'utilisateur différents. Certains réglages de niveau avancé ne sont disponibles qu'aux comptes d'administrateurs, ou de Service, qui sont toujours protégés par un mot de passe.

 *Seul le personnel correctement formé et autorisé est en droit de se connecter aux comptes d'utilisateur du niveau Service.*

Si le système de connexion basé sur le niveau d'accès est actif, le niveau d'accès de tous les utilisateurs est par défaut celui d'opérateur lors du premier démarrage. Les utilisateurs du niveau opérateur peuvent effectuer des analyses, gérer des données d'échantillons dans la base de données et accéder à l'onglet **Analyse (Measure)** dans le menu **Paramètres (Settings)**.

3.1.1 Connexion à un compte Administrateur

1 Saisissez le menu **Paramètres (Settings)** et tapez sur le bouton **Identifiant (Login)** au coin inférieur gauche.

Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (« administrator ») et le mot de passe (« settings ») pour le compte Administrateur (sans les guillemets).


i Pour des raisons de sécurité, les astérisques (*) seront affichées au lieu des caractères que vous taperez dans la zone de texte du mot de passe.

2 L'indicateur des droits de l'utilisateur dans la ligne d'état passe à « Administrateur ». Effectuez les changements dans les paramètres auxquels vous ne pouviez pas accéder en tant qu'opérateur.

2 Saisissez le menu **Paramètres (Settings)**, naviguez jusqu'à l'onglet **Analyse (Measure)** et appuyez sur le bouton **Déconnexion (Logout)** pour revenir à l'utilisateur du niveau Opérateur.

i Les droits de l'utilisateur actuellement actif sont toujours affichés dans la ligne d'état. On peut toujours y vérifier si l'utilisateur actuel possède des droits d'Opérateur, d'Administrateur ou de Service.

3.2 Menu d'analyse (Measure)



Sur le menu **Analyse (Measure)**, une liste est affichée au milieu de l'écran, contenant la date, l'heure, les numéros du rack et des tubes, les identifiants des échantillons ainsi que le nom du patient et les icônes d'état des bandelettes qui font actuellement l'objet de l'évaluation.

3.2.1 Effacer la liste




Appuyez sur ce bouton pour retirer tous les résultats des analyses terminées de la liste affichée dans le menu **Analyse (Measure)**. Cette fonction ne retire pas les résultats de la base de données.

3.2.2 Compteur de bandelettes enregistrées


Affiche le type et le nombre de bandelettes restantes du dernier lot de bandelettes enregistrées. Vous pouvez trouver le code d'enregistrement pour chaque lot de bandelettes sur une carte d'enregistrement à l'intérieur de chaque boîte de bandelettes de test LabStrip U11 Plus GL et LabStrip U12 mALB/CREA. Lorsque vous enregistrez un nouveau lot, le compteur de bandelettes enregistrées augmente du nombre de bandelettes nouvellement enregistrées.

3.2.3 Init



Appuyez sur ce bouton pour effectuer la même auto-vérification qui se fait à chaque démarrage. Cette fonction vérifie toutes les pièces internes indépendantes et, une fois terminée, elle procède à l'initialisation de LabUMat 2. Si vous rencontrez un problème en utilisant l'analyseur, il est recommandé que vous fassiez cette auto-vérification en guise de première étape du dépannage.

3.2.4 Chargeur vide



Appuyez sur ce bouton pour vider le chargeur de bandelettes et attendez que l'icône et le texte sur le bouton se modifient. Le bouton est désactivé pendant les analyses, à moins que le nombre de bandelettes soit inférieur à 15.

Localisez les bandelettes inutilisées dans le bac prévu à cet effet au-dessous du chargeur, après avoir vidé le module de ce chargeur de bandelettes. Les bandelettes inutilisées peuvent être utilisées plus tard. Agitez le bac des bandelettes inutilisées et remettez-les dans leur flacon après avoir dévissé le couvercle avant du bac une fois le travail terminé avec LabUMat 2. Essayez d'éviter de toucher les bandelettes inutilisées avec les mains !






Figure 5 : Vider le bac des bandelettes inutilisées dans un flacon de bandelettes

⚠ Au total, 300 bandelettes peuvent être insérées dans l'instrument en même temps (2 flacons de 150 bandelettes). Lorsque vous remplissez l'instrument avec des bandelettes provenant de 2 flacons, assurez-vous qu'ils portent le même numéro de lot. Introduisez un nouveau flacon de bandelettes de test dans l'analyseur uniquement si le nombre de bandelettes inutilisées restantes à l'intérieur de l'instrument est passé en dessous de 15.

 **Ne stockez pas de bandelettes dans l'analyseur. Retirez les bandelettes inutilisées du bac prévu à cet effet et remettez-les dans leur flacon lorsque vous cessez de travailler avec LabUMat 2. Les bandelettes du bac à bandelettes inutilisées ne sont pas entièrement protégées contre l'humidité, ce qui peut réduire considérablement leur qualité.**

 **Pour permettre un suivi correct de la stabilité des bandelettes, insérez les nouvelles bandelettes uniquement lorsque l'analyseur est sous tension.**

3.2.5 Sortir rack



Appuyez sur ce bouton pour faire sortir le rack actuel de l'instrument. Ce bouton est désactivé pendant l'analyse.

3.2.6 Urgence



Cette fonction doit être utilisée s'il y a des échantillons, devant être mesurés avant ceux qui étaient prévus.

Le bouton **URGENCE** est désactivé si aucune analyse ou contrôle n'a lieu et activé lorsque les analyses normales ont lieu. Lorsqu'on appuie sur le bouton **URGENCE**, l'analyseur ne s'arrête que lorsqu'il a traité l'échantillon en cours. Le message **Attendez que le dispositif se déplace en position urgence! (Wait until the device moves to STAT position!)** est affiché jusqu'à ce que l'analyseur s'arrête. Ensuite le rack récent est sorti et le convoyeur de bandelettes fait reculer les racks qui n'ont pas encore été analysés, afin de laisser la place au rack supplémentaire contenant les échantillons urgents. Le message Insérer le ou les échantillons urgents (Insert the urgent sample(s)) indique que l'analyseur est prêt à traiter ces échantillons urgents, vous pouvez donc les placer sur le convoyeur de racks. Lorsque vous appuyez sur le bouton OK dans la fenêtre de message, LabUMat 2 fait entrer le rack supplémentaire et analyse les échantillons qu'il contient. Ces analyses auront un identifiant supplémentaire par ex. (ST-01, et ainsi de suite). Cependant, si les échantillons urgents possèdent des codes barre, ces derniers feront fonction d'identifiants. Une fois que l'analyse du rack supplémentaire sera terminée, les analyses interrompues se poursuivront automatiquement.

3.2.7 Lancer



Appuyez sur ce bouton pour démarrer/arrêter l'analyse. Voir [4.5 Fonctionnement de base](#) pour connaître les détails.

3.2.8 Sortir



Appuyez sur ce bouton quand vous avez fini d'utiliser LabUMat 2. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous pouvez choisir de démarrer la procédure de désinfection et de rinçage automatique (voir [3.5.3 Désinfection](#)) ou de sauter le rinçage et de fermer directement l'analyseur. Vous devez toujours effectuer la désinfection et le rinçage avant de finir d'utiliser l'analyseur en fin de journée. Le logiciel de l'instrument s'éteint après la désinfection et LabUMat 2 passe au mode veille. Pour éteindre complètement l'analyseur, utilisez l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil. Le bouton Sortie est activé une fois que vous avez cessé les cycles d'analyse. Vous ne pouvez pas sortir du logiciel d'exploitation si un cycle d'analyse est en cours.

3.3 Menu Données

LabUMat2 Logiciel opérateur v3.4 LabStrip U11Plus GL

LISTE ECHANTILLONS: 2 ECHANTILLON

Heure	ID	Nom	+/-
10. 25. 9:41:28	102509412833	-	X6 !
10. 25. 9:41:33	102509413255	-	- !

ECHANTILLON SELECTIONNE :

Date : 2022-10-25 09:41:33
 Rack/Tube : 1/2
 Code : 102509413255
 Nom : -
 Commentair : -

VALIDÉ
NEGATIF **PMC CALIBRATION PROBLEM**

Test	SI	Arb.
BIL	neg	neg
UBG	norm	norm
KET	neg	neg
ASC	neg	neg
GLU	norm	norm
PRO	neg	neg
BLD	neg	neg
PH	7.5	7.5
NIT	neg	neg
LEU	neg	neg


Couleur : Jaune pâle
 Turbidité : Effacer
 GS. : 1,010

MESURE
DONNEES
PARAMETRAGES
GENERAL

SUPPRIMER **SELECTIONNER TOUT** **FILTRE** **MODIFIER** **VALIDER** **SORTIR**

L'instrument est prêt | Service | Déchêts:2 | 2022-10-25 10:08:03

Figure 6 : Le menu Données



Vous pouvez examiner, modifier ou valider les résultats d'analyse sur le menu **Données**, même si un cycle de mesure est en cours. Le menu est divisé en deux parties :

- Les résultats d'échantillons sont indiqués sur la liste d'échantillons à gauche ;
- Les informations au sujet du résultat de l'échantillon actuellement sélectionné sont



affichées à droite, en deux sections :

- les informations générales concernant les échantillons sélectionnés sont dans la partie supérieure ;
- les résultats détaillés de l'échantillon sont affichés en bas.

① Tapez sur le bouton en forme de flèche entre les informations générales et les résultats pour ajouter des renseignements au résultat sélectionné.

3.3.1 La liste d'échantillons

La **liste d'échantillons** affiche les résultats d'analyse pour les échantillons d'urine du cycle en cours. Un nouveau résultat d'analyse est ajouté à la liste chaque fois que le système finit d'analyser un échantillon. Pour sélectionner un résultat dans la liste d'échantillons, tapez sur sa rangée. Les résultats d'analyse incluent les informations suivantes :

Date	La date et l'heure où l'échantillon d'urine a été analysé. Ce champ est généré par le système ; il est toujours indiqué.
L'identifiant (ID)	L'identifiant (ID) qui a été attribué à l'échantillon d'urine. Si vous ne vous servez pas de codes barre sur les tubes pour identifier les échantillons, le système génère un identifiant unique basé sur le numéro du rack et la position du tube dans le rack (voir 4.4 Identification des résultats du test).
Nom	Le nom du patient qui a fourni l'échantillon d'urine. Ces données sont optionnelles et ne sont affichées que si vous avez saisi le nom du patient (voir 3.5.4 Editeur de la liste de travail par exemple).
+/-	Cette colonne affiche + si l'échantillon est positif (anormal), ou - si l'échantillon est négatif (normal). Il y a trois (3) autres icônes qu'on peut afficher pour indiquer qu'il y a eu un problème concernant l'analyse.
	Un X rouge avec ou sans numéro d'indice. Voir 6.4 Erreurs d'analyse possibles .
	 Indique que la quantité de l'échantillon n'était pas suffisante pour un pipetage correct du tampon.
	 Indique que la partie CMP de l'analyse pour cet l'échantillon d'urine a présenté un problème, et que la couleur, la netteté et les données concernant la gravité spécifique sont peut-être manquantes ou non fiables.

3.3.2 Principales caractéristiques

Cette section indique en détail les fonctions générales disponibles dans l'ensemble des onglets en se servant des boutons au bas de l'affichage.


① Si les changements effectués ont une incidence sur la liste d'échantillons dans le menu des

données, la liste sera automatiquement mise à jour. En fonction du nombre de résultats dans la base des données, ce processus peut prendre un certain temps. C'est toujours indiqué dans la barre de progression qui est affichée.

3.3.2.1 Transfert



Tapez sur ce bouton pour transférer les résultats d'analyse des échantillons d'urine sélectionnés par le port série à un ordinateur hôte ou LIS.

 Pour en savoir plus sur les protocoles de transfert, contactez votre distributeur.

3.3.2.2 Imprimer




Tapez sur ce bouton pour imprimer le résumé des résultats du ou des échantillons sélectionnés via l'imprimante connectée.

3.3.2.3 Exportation



Tapez sur ce bouton pour exporter les résultats sélectionnés vers une clé USB externe. Vous pouvez spécifier le chemin d'accès pour l'exportation dans une boîte de dialogue contextuelle.

3.3.2.4 Exportation de liste



Appuyez sur ce bouton pour exporter la liste des résultats vers un lecteur USB externe. Vous pouvez spécifier le chemin du fichier pour l'exportation dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

3.3.2.5 Changer



Tapez sur ce bouton pour afficher le second ensemble des touches de fonction.

3.3.2.6 Supprimer




Tapez pour supprimer le résultat sélectionné. Les résultats des échantillons supprimés sont retirés de la base de données. Cette fonction est désactivée pendant les cycles d'analyse.

3.3.2.7 Tout sélectionner/tout désélectionner



Tapez pour faire basculer la sélection de tous les résultats dans la liste. Cette fonction est inactive s'il n'y a qu'un élément dans la liste d'échantillons.

3.3.2.8 Modifier




Tapez sur ce bouton pour modifier l'identifiant du code barre, le nom du patient ou un ou plus des paramètres physiques associés au résultat sélectionné et pour ajouter des commentaires. Sélectionnez le résultat que vous aimeriez modifier. Saisissez un nouvel identifiant et le nom du patient à l'aide du pavé numérique sur l'écran et tapez sur la marque verte pour enregistrer les modifications ou sur le X rouge pour les annuler.

ⓘ On ne peut pas laisser vides les champs de l'identifiant (ID).


Figure 7 : La fenêtre contextuelle de modification de l'échantillon

3.3.2.9 Réévaluation



Appuyez sur ce bouton pour évaluer le(s) résultat(s) sélectionné(s) en fonction des changements potentiels apportés aux paramètres, tels que le statut de l'échantillon positif, la visibilité des tampons, la sensibilité des tampons, la catégorie de trace et la validation automatique. Voir [3.4.3.3 Statut d'échantillon positif en alternance](#).

3.3.2.10 Filtre



Pour localiser facilement un ou plusieurs résultats d'échantillons, vous pouvez filtrer les résultats d'analyse d'après un ou plusieurs des critères suivants :

- Date de l'analyse

① La date du jour est insérée dans les cases « de » et « à ». Tapez sur l'icône du calendrier à côté des cases de la date pour sélectionner différentes dates.

① Sélectionnez la case des derniers jours et saisissez un numéro dans la case à côté de l'étiquette pour filtrer les résultats de l'analyse effectuée dans une fourchette d'un certain nombre de jours de la date actuelle.

- code-barres
- nom du patient
- nom de l'opérateur qui a effectué l'analyse

① Utilisez la flèche du menu déroulant pour sélectionner un opérateur.

- un numéro de LOT donné, qui est enregistré dans la base de données

① Utilisez la flèche du menu déroulant pour sélectionner un LOT de bandelettes.

① Cette fonction n'est actuellement disponible que pour les LOTS de contrôle de qualité.

- une analyse positive ou négative ou un résultat du contrôle de qualité (CQ)

① Sélectionnez la case CQ et une des cases sous la rubrique Résultat pour filtrer les analyses positives et négatives.

- si l'échantillon donné a été recommandé pour l'analyse des sédiments

① Voir **3.4.2.4 Tampon réactif**.

Pour régler le paramètre d'un filtre donné, sélectionnez une ou plusieurs des cases.

Figure 8 : La fenêtre contextuelle du Filtre

① Lorsqu'on utilise la fonction Filtre, l'expression « filtre actif » sera jointe au numéro indiquant le nombre d'échantillons en haut de la liste d'échantillons.

3.4 Menu paramétrage



L'accessibilité aux onglets du menu paramétrage dépend du niveau de l'utilisateur. L'onglet Analyse est accessible à tous. Les autres options de paramétrage ne sont accessibles qu'à l'administrateur – ou aux utilisateurs du niveau Service une fois qu'ils sont connectés, jusqu'à ce qu'ils se déconnectent. Le bouton **Paramètres** est désactivé au cours du cycle d'analyse.




Figure 9 : L'onglet Analyse dans le menu Paramétrage

3.4.1 Paramètres de l'analyse

Dans les cases de cet onglet, on peut régler les paramètres en fonction du processus d'analyse.

3.4.1.1 Analyses parallèles

Par défaut, chaque échantillon d'urine n'est analysé qu'une seule fois. Toutefois, on peut régler l'analyseur pour qu'il procède à plus d'une analyse pour chaque échantillon. Le système tente de traiter chaque échantillon autant de fois que vous le spécifiez dans cette case.

- ⓘ *Les résultats de l'analyse du même échantillon d'urine partagent un identifiant, mais on ajoute « -1 », « -2 », et ainsi de suite à la fin de l'identifiant (ID) partagé.*



Il faut à LabUMat 2 un échantillon d'urine de 2 millilitres au moins pour obtenir des résultats exacts. Si vous paramétrez des analyses parallèles, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'échantillons dans les tubes pour chaque analyse.

3.4.1.2 Paramétrages des numéros de rack

Les racks sont identifiés en fonction de leur étiquette RFID. Si vous utilisez des racks sans étiquettes RFID, par défaut, le premier rack d'un cycle de mesure reçoit le numéro « 1 ». Dans cette zone de texte, vous pouvez spécifier le numéro que le système attribue au cycle de mesure suivant.

- ⓘ *Ce réglage est réinitialisé aux valeurs par défaut à chaque redémarrage du système.*

3.4.1.3 Limite de la base de données

Dans cette case, on peut fixer la taille de la base de données et le seuil d'alerte de cette base de données, jusqu'à un maximum de 10 000 analyses. Lorsque le nombre de résultats atteint le seuil d'alerte attribué à la base de données, un message d'alerte sera affiché (☞ [6.2.2 Messages d'alerte logiciel](#)). Cochez la case **Effacer...** afin que le système commence à effacer les résultats plus anciens lorsque la limite globale de la base de données est atteinte.

- ⓘ *Si vous cochez la case **Effacer...** l'alerte de la base de données est désactivée.*

3.4.1.4 L'analyseur de sédiments

- Cochez la case **Utiliser l'analyseur de sédiments** pour transférer les résultats d'analyse à un analyseur de sédiments connecté.
- Si vous sélectionnez la case opération conjointe, l'option **Démarrage de l'analyse commune** est activée. Si vous sélectionnez cette case, l'analyseur de sédiments connecté analysera chaque échantillon que vous avez mesuré sur LabUMat 2..

- ⓘ *Pour en savoir plus sur le fonctionnement de LabUMat 2 avec un analyseur de sédiments connecté, ☞ [4.6 Utilisation conjointe du LabUMat 2 et de l'analyseur de microscopie urinaire.](#)*

3.4.1.5 Liste de travail

Vérifiez la case **Activer la liste de travail** pour faire en sorte que le système attribue automatiquement les noms des patients et les commentaires à des résultats d'analyses futures à partir de la liste de travail que vous avez mise en place préalablement. Vous pouvez mettre en place des listes de travail dans l'éditeur listes de travail ([☞ 3.5.4 Editeur de la liste de travail](#)).

ⓘ *On ne peut activer la liste de travail que si le Nombre de répétitions (Analyse parallèle) est fixé à 1.*

New text : Lorsque l'option **Activer la requête hôte** est activée, l'analyseur demande si l'échantillon en cours d'identification doit être mesuré ou non.

ⓘ *Cette fonction ne fonctionne qu'avec les types de transmissions LIS2 A2 ou HL7.*

3.4.1.6 Mode de génération des identifiants (ID)

Vous pouvez spécifier si les tubes traités doivent être identifiés d'après leur ordre d'arrivée ou si on doit se baser sur les codes barre qui leur sont attribués. Si vous avez sélectionné la génération séquentielle des identifiants, vous pouvez aussi spécifier le premier numéro des tubes dans la case suivante.

3.4.1.7 Affichage d'échantillon

Cochez la case Récapitulatif compact de l'échantillon réduit pour modifier la disposition de la fenêtre ÉCHANTILLON SÉLECTIONNÉ sur l'écran Données. Dans le mode de résumé d'échantillon réduit compact, tous les analytes du LabStrip U12 mALB/CREA sont visibles sans défilement sur l'écran Données, mais moins d'informations générales sont affichées sur l'échantillon sélectionné.

3.4.2 Paramètres des analyses




Figure 10 : L'onglet résultats dans le menu Paramétrage

3.4.2.1 Sensibilité

Les informations de sensibilité de mesure spécifiques au lot sont entre parenthèses. La sensibilité de l'analyse peut être réglée deux niveaux au plus dans chaque direction (-2, -1, 0, +1, +2) pour chaque tampon réactif individuel en tapant sur le bouton du numéro à côté des étiquettes.

3.4.2.2 Unités

L'unité des résultats peut être définie selon : SI, Conventionnel ou arbitraire. Les résultats d'analyse sont évalués selon l'unité établie dans le tableau des résultats affiché dans le menu **Données**.

3.4.2.3 Ordre des tampons

On peut modifier la séquence dans laquelle les paramètres des bandelettes sont montrés et transférés.

- Les paramètres des tampons sont analysés et transférés dans l'ordre dans lequel ils sont affichés sur la liste. Tapez sur l'étiquette du tampon que vous aimeriez commander à nouveau et tapez sur les flèches à côté de la liste pour déplacer le paramètre du tampon en haut ou en bas dans la liste.

- Pour enlever un paramètre de tampon de la liste, tapez sur son étiquette, puis tapez sur l'icône de l'œil à côté de la liste. L'étiquette du tampon sera grisée et n'apparaîtra pas dans les résultats d'analyse ou dans les données transférées.

3.4.2.4 Tampon réactif

Dans cette section, vous pouvez créer des filtres personnalisés qui sélectionneront certains des échantillons que vous souhaitez envoyer pour effectuer une analyse de sédiments (si vous avez un analyseur de sédiments permettant l'interface avec votre analyseur LabUMat 2). Vous pouvez préciser les conditions pour vos filtres en utilisant les résultats d'analyse pour les tampons réactifs individuels. En fonction du filtre que vous avez configuré, l'échantillon sera envoyé pour mesure sur l'analyseur de sédiments. Les échantillons répondant aux critères affichent une coche et le *symbole s*. Les échantillons qui ne répondent pas aux critères de configuration ne sont pas mesurés sur l'analyseur de sédiments connecté et reçoivent le statut ignoré.

- Le filtre que vous créez sera affiché dans la fenêtre Entrée centrale. Vous pouvez mettre en place les conditions de votre filtre en utilisant les quatre cases du menu déroulant au-dessus de cette fenêtre centrale. Les cases du menu déroulant et leurs options sont, de gauche à droite :

1 chaque paramètre de la bandelette réactive, un à la fois

2 une sélection des symboles mathématiques (moins que, plus grand que, égal à, pas égal.)

3 les opérateurs booléens ET, OU, et NON

4 les résultats possibles pour chaque paramètre en unités arbitraires (neg, (+), +, et ainsi de suite).

- Tout paramètre, symbole ou unité arbitraire que vous sélectionnez sera affiché à la fenêtre centrale. Vous pouvez combiner des conditions séparées pour chaque paramètre individuel si vous souhaitez créer un seul filtre complexe. Par exemple, pour sélectionner uniquement des résultats d'analyse comportant exactement + Bilirubine et pour les Cétones, des résultats plus grand que ++,

1 sélectionnez BIL, =, et + à partir du menu déroulant correspondant pour mettre en place la condition Bilirubine,

2 sélectionnez ET pour ajouter la condition Cétone,

3 sélectionnez KET, > et ++ dans le menu déroulant.

La sélection que vous avez faite ci-dessus sera affichée sous la chaîne "BIL = + ET KET > ++" dans la fenêtre Entrée.

- ① Chaque fois que vous sélectionnez un paramètre, un symbole, un opérateur ou une unité, il apparaîtra dans la fenêtre, afin que vous puissiez contrôler la création de votre filtre.
- ① Si vous mettez en place des conditions non valides, le logiciel affichera un message d'erreur en rouge, au-dessous de la fenêtre Entrée centrale, et vous ne pourrez pas sauvegarder le filtre jusqu'à ce que vous répariez l'erreur.
- ① Les paramètres de visibilité des tampons n'affectent pas leur fonctionnalité de réflexe.

3.4.3 Catégories



Figure 11 : L'onglet Catégories dans le menu Paramètres


3.4.3.1 Changer le nom de la catégorie

Vous pouvez modifier les noms arbitraires des catégories de résultats attribuées à chaque tampon pour les adapter aux conventions du site de test.

- 1 accédez à l'écran Paramètres/Catégories,
- 2 cliquez dans les zones de texte et saisissez le nom que vous souhaitez que l'appareil affiche pour la catégorie semi-quantitative,
- 3 cliquez sur Enregistrer les paramètres pour enregistrer les modifications

3.4.3.2 Activer/désactiver la catégorie de trace

Il y a une case à cocher devant chaque paramètre qui a une catégorie de trace. Cochez la case pour activer la catégorie de trace et décochez-la pour la désactiver. Les catégories de trace inactives sont grisées.

 *Les catégories de trace sont activées par défaut.*

3.4.3.3 Statut d'échantillon positif en alternance

Les conditions d'un état d'échantillon positif peuvent être ajustées pour tous les paramètres. Cela fonctionne comme un curseur. La piste correspond aux noms de catégorie disponibles de neg/norm ou du volume le plus bas à la catégorie arbitraire la plus élevée. Les plages d'états d'échantillons négatifs/positifs sont marquées par leur cadre vert/rouge. Par défaut, l'état de l'échantillon est négatif si le résultat de la mesure se situe dans la catégorie norm/neg pour chaque paramètre sauf ASC et PH. Utilisez le pouce pour étendre l'état de l'échantillon négatif.

3.4.4 Réglages des fonctions

Vous pouvez régler toutes les propriétés de la gestion des données sur cet onglet.

3.4.4.1 Impression automatique

Cochez cette case pour faire en sorte que LabUMat 2 imprime automatiquement tous les résultats après la fin de chaque analyse, indépendamment du fait qu'ils aient été positifs ou négatifs.




Figure 12 : L'onglet Fonction dans le menu Paramétrages

3.4.4.2 Exportation automatique

Cochez cette case pour faire en sorte que le système transmette automatiquement tous les résultats après la fin de chaque analyse, indépendamment du fait qu'ils aient été positifs ou négatifs. Utilisez le bouton SET pour saisir le chemin d'accès de l'exportation.

3.4.4.3 Identifiant (ID) affiché

Utilisez les zones de sélection numérique du démarrage et de la longueur pour définir le premier caractère du code barre que le système reconnaît (le défaut est 1 : le code barre complet est traité), et le nombre total des caractères traités dans un code barre (jusqu'à 32).

3.4.4.4 Bandelette sèche

Cochez la case de la bandelette sèche pour faire en sorte que le système détecte si certains des tampons réactifs sont secs après le pipetage des échantillons. Si vous activez cette fonction, les résultats d'échantillon à l'aide des tampons réactifs secs seront affichés avec un statut X4 (☞ [6.4 Erreurs d'analyse possibles](#)), et ne seront pas ajoutés à la base de données.

3.4.4.5 Suppression QC

Cochez la case Activer la suppression CQ pour permettre aux utilisateurs de supprimer les résultats CQ de la base de données.

3.4.5 Mise en place de la transmission

Vous pouvez mettre en place les propriétés de la transmission des données en utilisant le port série dans cette zone de l'écran.

- Mode transmission : Sélectionnez les boutons radio pour choisir entre les protocoles de transmission unidirectionnelle ou bidirectionnelle
- Vitesse de transmission (Baudrate) : Sélectionnez les boutons radio pour régler la vitesse de la transmission
- Transmission automatique : Cochez cette case pour faire en sorte que le système transmette automatiquement tous les résultats après chaque la fin de chaque analyse, indépendamment du fait qu'ils aient été positifs ou négatifs.

① *Contactez votre distributeur pour en savoir plus sur les protocoles de transmission des données.*

① *La mise en place de la transmission n'est disponible que si vous ne cochez pas la case de l'analyse des sédiments dans l'onglet **Analyse**.*

3.4.6 Paramètres général



Figure 13 : L'onglet Général dans le menu Paramétrages

3.4.6.1 Laboratoire

Le texte que vous saisissez dans cette case est affiché à titre d'identification du laboratoire sur les rapports imprimés, dans les données de transmission unidirectionnel et sur les rapports d'échantillon transmis.

3.4.6.2 Date/Heure

Réglez l'heure et la date sous votre format préféré.

3.4.6.3 Langue


Sélectionnez les boutons radio pour paramétrer votre langue d'utilisateur préférée. Le réglage prendra effet quand vous aurez tapé sur **ENREGISTRER LES PARAMÈTRES**.

3.4.6.4 Mise à jour



Si une mise à jour est disponible pour LabUMat 2, votre distributeur vous enverra la nouvelle version du logiciel. Pour mettre à jour le logiciel de LabUMat 2, insérez la clé USB que vous avez reçue de votre distributeur dans l'un des ports USB de l'instrument et tapez sur le bouton MISE À JOUR. Aucune autre mesure n'est nécessaire. Le processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes, après quoi le système va redémarrer.


 *Le processus de mise à jour n'affectera pas vos réglages personnels.*

 **Lorsque vous remettez votre instrument en marche après la mise à jour, ne tapez sur aucun bouton jusqu'à ce que le message "La mise à jour a réussi" soit affiché.**

3.4.6.5 Fermeture de session



Tapez sur ce bouton pour revenir à un compte Opérateur dont les droits d'utilisateur sont limités. Les utilisateurs du niveau Opérateur n'ont accès qu'à l'onglet **Analyse** du menu **Paramètres**.

 *Après vous être déconnecté, vous devrez saisir un mot de passe valide pour vous connecter à titre d'administrateur.*


3.4.6.6 Changer le mot de passe



Tapez sur ce bouton pour modifier le mot de passe actuellement valide pour le compte d'utilisateur auquel vous êtes connecté. Seuls les utilisateurs connectés à titre d'administrateurs peuvent

modifier le mot de passe de l'administrateur.

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, saisissez le mot de passe d'origine, puis le nouveau mot de passe, deux fois, à des fins de sécurité, puis tapez sur **OK**.



The image shows a blue dialog box titled "CHANGER MOT DE PASSE" with a key icon. It contains three text input fields: "Ancien", "Nouveau", and "Retaper". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark and "ANNULER" with a red X.

Figure 14 : La fenêtre contextuelle de modification du mot de passe

3.4.6.7 Charger les valeurs par défaut



Tapez sur ce bouton pour réinitialiser tous les paramètres et les valeurs que vous avez modifiées dans l'ensemble du système pour revenir à leurs valeurs par défaut.

3.4.6.8 Enregistrer les paramètres



Tapez sur ce bouton pour enregistrer les modifications effectuées.

3.5 Général




Figure 15 : Le Menu Général

3.5.1 Info



Cette fenêtre regroupe tous les numéros de version des logiciels et des firmwares de différents modules qui se trouvent actuellement dans votre LabUMat 2.

3.5.2 Contrôle de la qualité



Vous pouvez contrôler la performance de votre LabUMat 2 en utilisant la procédure de contrôle de qualité. Toutes les informations et les paramètres concernant les analyses de contrôles de qualité sont collectés dans ce menu. Tapez sur le bouton CQ (QC) pour accéder aux paramètres de contrôle de qualité décrits dans le texte qui suit.

3.5.2.1 Vue d'ensemble du CQ

Il y a deux types de solutions de contrôle au sein d'un ensemble : une solution correspondant à un niveau d'urine normal (niveau faible) et une autre indiquant un échantillon d'urine anormal (niveau élevé). Les solutions de contrôle normales

ne contiennent pas de composants chimiques pouvant être détectés par l'analyseur, tandis qu'une solution de contrôle anormale - comme de l'urine anormale - contient des analytes chimiques dans une concentration donnée. Au cours du contrôle de la qualité, l'instrument analyse tout d'abord la solution normale, puis l'anormale, et compare les résultats aux concentrations d'analyte pré-établies pour le LOT de solution de contrôle donné. Les analyses de contrôle de qualité pour les solutions de niveau faible et élevé sont réussies dans la mesure où tous les paramètres vérifiés se situent au sein des valeurs prédéfinies spécifiées dans les tables de valeurs limites.





Figure 16 : Le menu de configuration du contrôle de qualité

3.5.2.2 Paramètres du contrôle de qualité

Le menu de configuration du CQ vous permet de collecter et de gérer toutes vos solutions de contrôle de qualité dans un seul emplacement.

1 Tapez sur le  bouton dans la zone basse de l'écran pour commencer à saisir les détails pour une solution de contrôle normale dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.



2 Sélectionnez le type de solution de contrôle que vous utilisez dans le menu déroulant (on ne peut utiliser que les solutions de contrôle indiquées sur la liste).

3 Trouvez le numéro du LOT et la date d'expiration sur l'emballage de la solution ou sur l'insert du paquet et saisissez ces détails.

4 Consultez les plages d'acceptation indiquées sur l'insert du paquet et saisissez les valeurs arbitraires minimales et maximales pour chacun des paramètres du LOT de solution de niveau faible en tapant sur les boutons de rotation dans les colonnes Min. et Max.

ⓘ *La valeur maximale ne peut pas être plus faible que la valeur minimale pour tout paramètre.*

5 Enregistrez vos modifications en tapant sur la marque verte et terminez les étapes 1 à 4 pour votre solution de contrôle anormale.


6 Utilisez les boutons  (modifier) et  (supprimer) pour gérer vos LOTS de solutions de contrôle.

ⓘ *Si vous supprimez un LOT de contrôle, tous ses résultats de contrôle de qualité seront également supprimés de la base de données.*

3.5.2.3 Début d'une analyse CQ



ⓘ *Les solutions suivantes de contrôle de qualité sont compatibles avec le système : Quantimetrix Dip and Spin et Bio-Rad Liquichek.*

1 Versez au moins 2 millimètres des deux solutions de contrôle dans deux tubes séparés et placez-les sur un rack du convoyeur de racks.

2 Sélectionnez le LOT pour la solution de contrôle que vous souhaitez utiliser dans la liste. Tapez sur le bouton  pour activer le LOT sélectionné. Tapez sur le bouton DÉMARRAGE CQ.

3 Le système vous invitera à insérer le tube rempli d'une solution de contrôle de faible niveau (Niveau 1). Ensuite vous serez invité à insérer le tube contenant la solution de niveau élevé (Niveau 2). Insérez le rack contenant les solutions de contrôle que vous avez préparées et tapez sur OK dans la boîte de dialogue.

4 L'analyseur passe au menu Analyse et effectue les mesures de contrôle, identiques à l'analyse d'échantillons d'urine. Les résultats des deux analyses de contrôle sont nommés et stockés dans la base de données, respectivement sous les termes de QC_LOW et QC_HIGH.

5 Quand les analyses de contrôle sont terminées, un message est affiché pour indiquer si le contrôle a réussi ou non. Les réussites et les échecs des analyses CQ sont étiquetés  et  respectivement dans la liste des échantillons. Le succès ou l'échec des tests CQ sont également indiqués dans leurs commentaires.

3.5.3 Désinfection



Désinfection : Vous pouvez commencer le processus de désinfection en appuyant sur ce bouton. Pour les détails, veuillez consulter le **5 Maintenance** chapitre.

3.5.4 Editeur de la liste de travail



Liste de travail : Dans l'éditeur de la liste de travail, les noms des patients peuvent être portés sur une liste avant de commencer l'analyse. Au cours de l'analyse, LabUMat 2 prend les noms sur la liste de travail un par un et les attribue automatiquement à des résultats de tests selon l'ordre des noms dans la liste ou selon les codes barre identifiants si cette fonction est activée. Pour lancer l'éditeur de la liste de travail, tapez sur le bouton **Liste de travail**.



Figure 17 : La fenêtre contextuelle de la liste de travail avec tous ses boutons de fonction


Clé de la Figure 17 :

- Nouveau : Le nouveau code barre et le nom du patient peuvent être ajoutés à la liste de travail avec ce bouton.
- Modifier : L'élément sélectionné de la liste de travail peut être modifié grâce à ce bouton.
- Appliquer/Annuler : Les modifications peuvent être acceptées ou annulées.
- Tout sélectionner : Tapez sur ce bouton pour sélectionner chaque élément de la liste.
- Supprimer : Tapez sur ce bouton pour supprimer les éléments sélectionnés de la liste de travail.

On peut aussi l'utiliser dans ce panneau pour attribuer ou non des résultats d'analyse aux noms des patients selon l'ordre qu'ils ont dans la liste ou selon les codes barre identifiants. L'attribution choisie doit être sélectionnée par les boutons radio.

Le défilement dans les éléments se fait exactement de la même façon que dans le menu des données. La sélection des éléments est également similaire.

3.5.5 Type de bandelette




Appuyez sur le **BOUTON DU TYPE DE BANDELETTE** pour changer la bandelette réactive en cours d'utilisation. Sélectionnez le type de bandelette dans la liste de la fenêtre contextuelle, appuyez sur **OK**, videz les bandelettes précédentes du bac à bandelettes inutilisées et remplissez le nouveau type de bandelettes dans le chargeur.

3.5.6 Utilisateur Calibration de PMC




Il est recommandé d'effectuer un étalonnage d'utilisateur PMC une fois par mois.

Appuyez sur le bouton de démarrage pour effectuer l'étalonnage sur la cellule de mesure physique (PMC) en utilisant de l'eau distillée.

 **Veillez à ce que les deux bidons de liquide soient connectés au système avant de commencer le processus de calibration PMC.**

Tapez sur le bouton **DÉMARRER** (START). Le système mesure la gravité spécifique de l'eau, la compare à ce qui a été prédéfini en usine et, si la calibration a réussi, modifie sa calibration par défaut.


 **Si la calibration échoue, contactez 77 Elektronika Kft. soutien technique.**

3.5.7 Enregistrement des bandelettes

 **L'analyseur LabUMat 2 ne peut être utilisé qu'avec des bandelettes de test LabStrip U11 Plus GL et LabStrip U12 mALB/CREA correctement enregistrées.**



Le système LabUMat 2 peut affiner le processus d'analyse en fonction des données relatives aux bandelettes de test spécifiques au lot stockées dans les codes d'enregistrement à l'intérieur de chaque flacon de bandelettes de test LabStrip U11 Plus GL et LabStrip U12 mALB/CREA. Le code d'enregistrement comprend également la date d'expiration, le numéro de lot et le nombre maximum de mesures autorisées pour le lot de bandelettes de test donné.

 **Veillez à ce que la carte du code utilisée dans le processus d'enregistrement de la bandelette corresponde au flacon de bandelettes que vous voulez commencer à utiliser.**

- 1 Tapez sur le bouton ENREGISTREMENT.
- 2 Insérez la carte du code d'enregistrement (désignée LabUMat 2 dans le passage du rack en orientant le code barre 2D vers la droite (☞ **Figure 18**).
- 3 Attendez que le scanner intégré du code barre lise le code d'enregistrement, indiqué par un bref bip sonore. Le système affiche aussi un message indiquant si l'enregistrement de la bandelette a réussi ou non.

ⓘ Une fois les bandelettes bien enregistrées, leur nombre indiqué sur le menu **Analyse** (Measure) va augmenter pour refléter le nombre de bandelettes stockées dans le code d'enregistrement.




Figure 18 : Utiliser la carte du code pour enregistrer de nouvelles bandelettes

⚠ Chaque carte du code d'enregistrement ne peut être utilisée qu'une fois.

3.5.8 Historique

Appuyez sur le bouton **Historique** pour afficher la liste des bandelettes enregistrées avec le numéro de LOT, la date d'expiration, la date d'enregistrement, le dernier nombre de bandelettes enregistrées et le nombre de bandelettes utilisées.

Strip LOT	Expires	Registered	End of Use	Count	Used
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:16 AM	6/6/2019 9:55:27 AM	150	5
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:20 AM	6/6/2019 9:55:30 AM	150	0
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:23 AM	6/6/2019 7:51:04 PM	150	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:07 PM		3	2
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:10 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:14 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:18 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:21 PM		3	0

Figure 19 : Détails des bandelettes enregistrées

4 OPERATION

4.1 Prélèvement et préparation des échantillons

Il est recommandé de recueillir la première urine du matin. Recueillez l'urine à mi-jet dans un récipient propre et sec et transférez-la dans un tube à essai avant la mesure.

Utilisez de l'urine fraîche, bien mélangée et non centrifugée. Effectuez l'analyse d'urine dans les 2 heures suivant le prélèvement de l'échantillon. Si un test immédiat n'est pas possible, l'échantillon doit être conservé au réfrigérateur (+2 à +8 °C) puis amené à température ambiante (+15 à +25 °C) avant d'être utilisé dans le test. L'urine non conservée à température ambiante peut subir une lyse cellulaire et une croissance bactérienne entraînant un résultat erroné. Conservez l'urine à l'abri de la lumière.

4.2 Chargement des bandelettes dans LabUMat 2

Le LabUMat 2 utilise les bandelettes réactives urinaires à usage unique. Les bandelettes sont fournies dans des flacons, qui en contiennent chacun 150. Avant de commencer un cycle d'analyse, vous devez charger les bandelettes dans l'instrument. Vous pouvez charger jusqu'à deux flacons de bandelettes à la fois dans l'instrument.

i *Stabilité à bord : La qualité des bandelettes que vous avez chargées dans l'analyseur mais n'avez pas utilisées est préservée pendant 24 heures dans des conditions d'utilisation normales (→ 9 Données techniques).*

Ouvrez les portes de l'appareil et enlevez le contenant du chargeur de bandelettes de LabUMat 2 en le tournant vers la gauche et en tirant pour l'enlever, comme indiqué dans les images ci-dessous.



Figure 20 : Retirer le cylindre du chargeur

Après avoir enlevé le chargeur de bandelettes, ouvrez-le en le tournant vers la

droite. Sortez le couvercle.




Figure 21 : Retirer le cylindre du chargeur

Transférez les bandelettes du flacon. Placer le haut du flacon dans le bouchon afin que le dessiccant qu'il contient protège les bandelettes de l'humidité de l'air. Fermez le contenant en le tournant vers la gauche pour le verrouiller.



Figure 22 : Chargement des bandelettes et de l'agent desséchant dans le cylindre

Remettez le contenant du chargeur de bandelettes dans sa position originale et tournez-le à droite pour fermer. (Il n'y a qu'une orientation possible pour le remettre et le fermer correctement.) Ne pas jeter le flacon car les bandelettes inutilisées doivent y être remises à la fin de l'analyse avec LabUMat 2.

- Utilisation du kit de stabilité à bord :

Un nouvel accessoire pour LabUMat 2 permet à l'utilisateur d'augmenter la stabilité à bord des bandelettes de test jusqu'à 2 semaines. Le kit de stabilité à bord se compose d'un capuchon de verrouillage et d'un support pour déshydratant. Des sachets déshydratant sont également nécessaires et peuvent être commandés auprès de 77 Elektronika Kft.. Le nouveau support est plus grand que celui qui fait partie de l'instrument et permet à l'utilisateur d'y placer plus de déshydratant.



Figure 23 : Le kit de stabilité à bord avec déshydratant

Si vous souhaitez l'utiliser, terminez la procédure de chargement de la bandelette décrite ci-dessus. Une fois que vous avez fermé le bouchon et que les bandelettes sont tombées sur le tambour d'alimentation, chargez le nouveau dessiccateur dans le support de dessiccant étendu du nouveau kit de stabilité à bord. Placez le nouveau capuchon dessus. Déverrouillez et retirez le cylindre de chargement, puis ouvrez et retirez le bouchon. Remplacez le bouchon ordinaire par le nouveau kit de stabilité à bord avec le déshydratant puis repoussez le cylindre à sa place et fermez-le. Avec l'utilisation de 100 g de déshydratant (2 packs) à température ambiante, les bandelettes sont stables pendant 14 jours.

Plus tard, pour la procédure de chargement de la bandelette uniquement, vous pouvez utiliser le nouveau capuchon sans le support de dessiccateur.

⚠ L'analyseur ne peut fonctionner qu'en utilisant les bandelettes conçues expressément pour LabUMat 2 et fournies par le fabricant de l'analyseur.

⚠ Les bandelettes sont à usage unique. Ne jamais réutiliser les bandelettes.


⚠ Ne pas touchez les bandelettes inutilisées : la contamination peut influencer l'évaluation.


☠ Etant donné que l'urine est un fluide d'origine humaine, elle peut s'avérer infectieuse et comporter des risques biologiques. Manipulez les bandelettes et les contaminants urinaires avec soin. Portez toujours des gants en caoutchouc et d'autres vêtements de protection en utilisant LabUMat 2.

4.3 Analyse

Pour démarrer le test des échantillons, l'opérateur n'a qu'à placer les racks de tubes remplis d'échantillon sur le dispositif de déplacement de racks et cliquer sur le bouton **DÉMARRER (START)** dans le menu **Analyse (Measure)** du logiciel utilisateur. L'analyseur effectue les mesures automatiquement.

 *Le mode de mesure manuel n'est plus disponible à partir de la version 3.3 ou supérieure.*

 **L'appareil effectue des mesures en continu et s'arrête uniquement lorsqu'il n'y a plus d'échantillons sur le convoyeur de racks, que l'appareil n'a plus de bandelettes, que le réservoir d'eau distillée est vide, que la poubelle est pleine, que le bac à déchets solides est plein ou lorsque l'opérateur clique sur le bouton Stopper l'analyse (Stop measurement).**

 **Il faut à LabUMat 2 un échantillon d'urine de 2 millilitres au moins pour obtenir des résultats exacts. Si vous paramétrez des répétitions d'analyse, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'échantillons dans les tubes pour chaque analyse.**

4.4 Identification des résultats du test

On peut identifier les résultats des tests par des numéros identifiants générés automatiquement, des codes barre apposés aux tubes ou des numéros séquentiels. Toutes les identifications peuvent être modifiées plus tard en renommant les résultats dans le menu de la **Base des Données** (Database) en utilisant l'option **Modifier** (Modify) (c.-à-d. si le code barre a été manqué ou n'a pas été lu correctement). On conclut comme suit les attributs des identifications possibles :

- Identifiants générés automatiquement : LabUMat 2 identifie les échantillons par leur position. Les trois premiers numéros de l'identifiant encodent le numéro du rack, tandis que les deux numéros suivants encodent la position de l'échantillon analysé dans le rack. La numérotation des racks est visible sur les racks eux-mêmes.
- Identification par code barre : Les échantillons d'urine peuvent être identifiés par des codes barres si ces derniers sont apposés aux tubes. Sur la question du type de codes barre à utiliser et de la façon dont on doit les apposer aux tubes, consultez le chapitre **Placement des codes barre sur les tubes**.
- Numéros de séquence : On peut également identifier les échantillons d'urine des patients en se basant sur l'ordre des tubes d'échantillons placés dans les racks, en se servant d'une numérotation continue. Le numéro de séquence du début peut être réglé dans **Paramètres/Analyse**.

4.5 Fonctionnement de base

Il est très facile d'utiliser LabUMat 2 après qu'il a été configuré pour un usage normal, que les bandelettes ont été chargées dans l'instrument et que le système mouillé a été correctement installé. Suivez tout simplement les instructions ci-dessous pour achever votre travail de laboratoire sans effort.



Seuls les professionnels formés sont autorisés à utiliser l'instrument.



Portez toujours des gants en caoutchouc et d'autres vêtements de protection lorsque vous utilisez LabUMat 2.

1 Vérifiez la poubelle et videz-la au besoin. Vérifiez le bidon d'eau de lavage et versez-y de l'eau de remplissage de l'instrument (IFW) en cas de besoin. Retirez tous les racks de la partie mobile et allumez LabUMat 2 en vous servant de l'interrupteur de démarrage sur la droite. Le logiciel de LabUMat 2 démarre, la procédure d'auto-diagnostic s'effectue automatiquement et le menu **Analyse** (Measure) apparaît à l'écran.

2 Chargez les bandelettes réactives dans l'analyseur. Enregistrez les bandelettes si nécessaire. Préparez les échantillons de test d'urine dans des tubes à essai et placez-les dans les racks fournis. Si vos tubes à essai sont identifiés par code-barres, assurez-vous que les codes-barres font face au côté ouvert des racks, sinon le lecteur de code-barres ne pourra pas identifier les tubes à essai.

3 Placez les racks avec des tubes à essai contenant des échantillons d'urine sur le convoyeur de racks à droite des petites broches noires sur le côté droit de la zone d'échantillonnage. Prenez soin de placer les racks sur le convoyeur de racks en faisant face à leur côté ouvert vers la droite. LabUMat 2 garantit automatiquement l'angle correct du rack juste avant que celui-ci n'atteigne la zone d'échantillonnage.



Remplissez les tubes de 2,0 ml d'urine au minimum. Pour ce qui est de l'analyse, ~1 ml d'urine est aspiré ; cependant, une quantité plus importante est nécessaire pour que l'échantillon soit traité correctement.



Si vous n'avez pas configuré l'analyseur pour exporter ou transmettre automatiquement les résultats d'analyse (☞ [3.4.4.2 Exportation automatique](#) et [3.4.5 Mise en place de la transmission](#)), vous pouvez connecter une imprimante.


4 LabUMat 2 est maintenant prêt à fonctionner. Appuyez sur le bouton **Démarrer (start)** pour démarrer le cycle d'analyse.



Pendant l'analyse, le processus peut être suivi sur l'écran : Date, heure, position de l'échantillon,

identifiant, nom et statut de chaque bandelette sont affichés continuellement. Les résultats des analyses peuvent être examinés dans le menu **Données**.

5 La mesure s'arrête automatiquement s'il n'y a plus de racks sur le convoyeur de racks. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Arrêter la mesure** pour mettre fin à la mesure à tout moment.

 *L'analyseur ne s'arrêtera pas immédiatement. Les bandelettes dont le pipetage a déjà été fait ou allait l'être au moment où vous avez tapé sur le bouton Stop seront traitées avant que le cycle d'analyse ne s'arrête.*

6 Si le dernier rack reste à l'intérieur de la zone d'échantillonnage après avoir terminé les mesures, appuyez sur le bouton **Éjecter le rack** pour retirer le rack.

 **Ne pas essayer de retirer les racks manuellement de l'intérieur de l'analyseur.**


7 Tapez sur le bouton **Vider le chargeur** pour vider les bandelettes inutilisées et les retourner à leurs tubes d'origine, puis fermez le tube à l'aide de son couvercle. Ouvrez le bidon de bandelettes usées du côté droit de l'analyseur et videz-le. Il est également recommandé de le rincer en fin de journée.










8 Pour faire passer l'instrument en mode veille, tapez sur le bouton **Sortir** (Exit).

 **Une procédure de désinfection est nécessaire avant de fermer l'analyseur en fin de journée (👉 [3.5.3 Désinfection](#)).**

9 Fermez l'analyseur en vous servant de l'interrupteur principal en bas à droite du panneau. Nettoyez l'instrument à la fin de chaque journée (👉 [5 Maintenance](#)).


4.5.1 Dépannage relatif au fonctionnement de base


 L'analyseur ne démarrera pas ou s'arrêtera automatiquement si...	... il n'y a plus de tubes à analyser.
	... la base de données est pleine.
	... il n'y a plus de bandelettes.
	... il n'y a plus d'eau de remplissage de l'instrument (IFW).
	... le bidon de bandelettes usées est plein.
	... la poubelle est pleine.
	... la liste de travail est activée et tous les éléments de la liste ont été traités.
	... le convoyeur de racks est plein.

-  LabUMat 2 ne peut fonctionner qu'avec les bandelettes spécialisées fournies par le fabricant de l'instrument.
-  Ne jamais toucher à la partie mobile du rack pendant le fonctionnement s'il s'y trouve des racks contenant des tubes.
-  N'utilisez que des tubes à usage unique ! Ne pas laver et réutiliser les tubes à usage unique !
-  Le processus d'analyse est suspendu si des problèmes surviennent lors du fonctionnement. En cas d'échec  **6 Messages d'erreur, dépannage** pour obtenir des conseils.
-  Ne jamais fermer l'instrument en vous servant de l'interrupteur principal en bas à droite du panneau lorsqu'un processus d'analyse est en cours. Sortez toujours du logiciel en tapant sur le bouton Sortir avant d'éteindre complètement l'analyseur.
-  Effectuez toujours une procédure de désinfection avant de fermer l'analyseur en fin de journée.
-  Ne pas passer la main dans l'intérieur de l'analyseur au-dessous des portes d'accès lorsqu'il est en fonctionnement ! Les parties mobiles peuvent être dangereuses et pourraient provoquer des blessures (chargeur automatique de bandelettes, aiguille automatique et pipette) si on n'y fait pas attention!
-  Ne pas toucher les pièces de l'analyseur qui portent le symbole ESD (décharge électrostatique).

4.6 Utilisation conjointe du LabUMat 2 et de l'analyseur de microscopie urinaire.

L'utilisation conjointe d'un analyseur d'urine systématique comme LabUMat 2 et d'un analyseur d'urine compatible par microscopie présente certains avantages. L'avantage le plus courant est qu'on peut immédiatement obtenir une analyse plus détaillée des échantillons que l'analyse ordinaire trouve problématique.

 **Avant de commencer à utiliser les deux analyseurs ensemble, leurs convoyeurs de racks doivent être connectés, et leurs bases de données doivent être reliées. Consultez votre agent de service si vous avez besoin de conseils sur la façon de connecter les analyseurs ou de garder les deux systèmes connectés.**

 **Avant de commencer à utiliser conjointement les deux analyseurs vous devez relier leurs bases de données (☞ [3.4.1.4 L'analyseur de sédiments](#) et la section appropriée des consignes d'utilisation de cet appareil). Veillez à sélectionner les paramètres pertinents des deux systèmes.**

5 MAINTENANCE

Pour empêcher la contamination, LabUMat 2 doit être bien nettoyé. Utilisez des agents de nettoyage à base d'alcool et des solutions désinfectantes exemptes d'aldéhydes (bactéricides, fongicides, virocides).



Etant donné que l'urine est un fluide d'origine humaine, elle peut s'avérer infectieuse et comporter des risques biologiques. Manipulez les bandelettes et les contaminants urinaires avec soin. Portez toujours des gants en caoutchouc et d'autres vêtements de protection en utilisant LabUMat 2.

Pour garder LabUMat 2 en parfait état, effectuez les étapes suivantes à la fin de chaque journée de travail :

1 Avant de fermer l'instrument en fin de journée, remplissez 6 ml d'une solution de NAOCL à 2 % (hypochlorite de sodium) dans un tube. Retirez tous les racks restants contenant des tubes du convoyeur de racks et placez le tube contenant la solution de NaOCl tout seul dans un rack. Tapez sur le bouton Sortir (Exit), confirmez le processus de rinçage automatique et attendez qu'il se termine. Cela devrait prendre environ 2 minutes.

2 Éteignez l'analyseur. Retirez le bac à bandelettes usagées sur le côté droit de l'instrument et videz-le. Il est recommandé de le rincer avec une solution de NaOCl à 2 %, puis avec de l'eau à la fin de chaque journée.

En cas d'encrassement extrême (par exemple si l'appareil a été utilisé incorrectement) remplissez-le d'une solution de NAOCL à 5 % (hypochlorite de sodium) au lieu de 2 %.

i *On ne peut commencer aucune analyse tant que le bidon des bandelettes usées est plein.*

3 Videz le bidon de l'eau usée et nettoyez-le à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium à 2 %, puis rincez-le à l'eau.

4 Retirez le convoyeur de racks pour qu'il soit plus facile de le nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution désinfectante à base d'alcool, exempte d'aldéhydes. Cette partie ne contient aucune pièce électrique ; il n'y a donc pas de danger de court-circuit si un liquide y pénètre. Toutefois, il n'est pas recommandé d'immerger le convoyeur de racks dans l'eau car l'immersion endommage les roulements à l'intérieur.

5 Retirez le dispositif de pipetage ainsi que le peigne. Ces deux éléments se retirent facilement de l'intérieur de l'appareil.

6 Retirez le dispositif de mesure sous la tête de mesure.




Figure 24 : Retirer (dans le sens horaire) le dispositif de pipetage, le dispositif de mesure, le bidon de bandelettes usées, le plateau d'égouttement et le peigne pour les nettoyer

7 Nettoyez les pièces amovibles à l'aide d'une solution désinfectante. La façon la plus efficace de nettoyer les pièces amovibles est d'utiliser un spray désinfectant (comme Isorapid, Dentiro Mikro, etc.) Au lieu de les pulvériser, on peut aussi rincer les pièces amovibles dans de l'alcool ou une solution d'hypochlorite de sodium

⚠ Ne pas pulvériser à l'intérieur de l'analyseur. Enlevez les pièces amovibles de l'analyseur avant de les pulvériser. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les parties internes.

⚠ Séchez les pièces amovibles avant de les remettre en place.

i *Veillez particulièrement à nettoyer les surfaces difficiles à atteindre.*

8 Sortez et nettoyez le plateau au-dessous du porteur de bandelettes à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution désinfectante.

9 Au besoin, utilisez un chiffon mouillé pour nettoyer également les panneaux de couverture.

⚠ Ne jamais éteindre l'analyseur en se servant de l'interrupteur principal au dos de l'appareil avant que le processus de nettoyage automatique soit terminé.

6 MESSAGES D'ERREUR, DÉPANNAGE

6.1 Messages d'info

Si un message d'info de la liste suivante apparaît, suivez les consignes de dépannage et tapez sur **OK**. Certains messages disparaissent immédiatement si les raisons sont résolues.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une liste complète des messages d'alerte concernant le matériel :

Code	Message d'info concernant le logiciel	Description de l'info
SI0	Impression en cours...	Imprimante occupée.
SI1	Il n'y a pas de fichiers historiques disponibles	-
SI2	Transfert de données réussi.	-
SI3	Le mot de passe a été réinitialisé avec succès.	-
SI4	Maintenant vous pouvez ouvrir le bac de bandelettes non utilisées.	-
SI5	Arrêt de l'imprimante...	-
SI6	Diagnostic du matériel terminé.	-
SI7	Enregistrement des bandelettes réussi.	-
SI8	Insert stat sample.	-
SI9	Analyse CQ niveau 1 Ok	-
SI10	Analyse CQ niveau 2 Ok	-
SI11	Attention ! L'humidité de l'air peut endommager les bandelettes de test dans le contenant. Vérifier les performances de la bandelette de test avant de procéder à d'autres analyses !	-
SI12	{0} / {1} échantillon(s) exporté(s) avec succès.	-
SI13	{0} / {1} échantillon(s) transféré(s) avec succès.	-
SI14	{0} / {1} échantillon(s) imprimé(s) avec succès.	-
SI15	Impossible de localiser le programme d'installation.	Assurez-vous que le programme d'installation se trouve dans le répertoire racine d'un support amovible (comme une clé USB).
SI16	La solution CQ est expirée	Une ou les deux solutions CQ sont arrivées à expiration. Vous devez fournir une nouvelle configuration de solution CQ pour la solution CQ expirée. Niveaux de solution expirés : {0}

SI17	N'oubliez pas de vérifier le réglage du profil réflexe après avoir modifié les options de catégorie de trace.	Les modifications influencent le résultat en fonction du profil réflexe que vous avez activé. Il est recommandé de vérifier si la condition est toujours applicable ou si les changements concernant les catégories de trace nécessitent d'autres ajustements de la condition.
SI18	{0} Les échantillons CQ ne sont pas supprimés.	
SI19	La solution CQ spécifiée n'est pas prise en charge par l'instrument de cytologie.	La solution CQ sélectionnée pour une analyse CQ commune doit être une solution reconnue par les deux instruments.
SI20	The new QC LOT is expired.	

6.2 Messages d'alerte

Si un message d'alerte de la liste suivante apparaît, suivez les consignes de dépannage et tapez sur **OK**. Certains messages disparaissent immédiatement si les raisons sont résolues.

6.2.1 Messages d'alerte concernant le matériel

Code	Message d'alerte concernant le matériel	Elimination de l'alerte
HS14	Le bac de chargement est sorti	Le dispositif ne répondra pas tant que le chargeur n'est pas inséré
HS16	Le bac de déchargement est sorti	Le dispositif ne répondra pas tant que le bac des bandelettes non utilisées n'est pas inséré
HS19	Le chargeur est vide	Insérer des bandelettes dans le chargeur!
HS22	Alarme bidon lavage	Remplir le bidon d'eau distillée
HS23	Pas de liquide de lavage	Démarrage impossible si le bidon d'eau est vide
HS25	Alarme bidon déchets	Veuillez vous occuper des déchets liquides !
HS26	Bidon déchets plein	Démarrage impossible si vous ne videz pas le bidon des déchets
HS32	Convoyeur rack plein	Démarrage impossible. Enlever les échantillons analysés!
HS33	Pas de rack.	Mettre un nouveau rack sur le convoyeur de racks.
HS36	Porte ouverte	Le dispositif ne répondra pas tant que la porte est ouverte
HS38	Porte ouverte	Le dispositif ne répondra pas tant que la porte est ouverte
HS41	Le tiroir (plaque) est sorti	Démarrage impossible. Insérer le tiroir (plaque)
HS48	L'imprimante n'a plus de papier	Mettre du papier dans l'imprimante
HS49	La porte de l'imprimante est ouverte	Fermer l'imprimante!
HS63	Le peigne est dehors.	Insérer le peigne!
HS64	Pas de platine de pipettage.	Introduire/ajuster le dispositif de pipettage!

HS79	Surexposition dans la tête de mesure	
HS80	Erreur LED sur la tête de mesure	
HS127	Pas assez de liquide de lavage.	Il n'y avait pas assez de liquide de lavage dans le tube pendant la désinfection. Répétez la désinfection avec plus de liquide de lavage.
HS129	Strip not found on pipetting plate.	
HS139	Analyse d'urgence terminée. Veuillez retirer le rack d'urgence, puis appuyez sur OK.	L'analyse d'urgence est terminée. Veuillez retirer le rack contenant l'échantillon d'urgence et appuyez sur OK pour reprendre l'opération précédente.
HS140	Unsupported measuring head detected.	Appelez le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
HS150	Communication error occured in the customer code configuration.	
HS151	Instrument serial number configuration is incorrect.	
HS152	Memory allocation error during customer configuration check.	
HS153	Invalid customer code configuration data.	

6.2.2 Messages d'alerte logiciel

Code	Message d'alerte logiciel	Elimination de l'alerte
SW0	L'analyse a été rejetée par l'analyseur cytologie	Assurez-vous que l'analyseur de cytologie est prêt à lancer une nouvelle analyse.
SW1	Liste de travail vide.	Ajoutez des éléments à la liste de travail, ou de la désactiver.
SW2	Listes de travail terminées	Ajoutez des éléments à la liste de travail, ou de la désactiver.
SW4	Pas assez d'espace disponible sur votre support externe.	Libérez de l'espace sur votre périphérique externe.
SW5	Il n'y a pas de périphérique externe.	Connectez une clé USB ou un disque dur externe.
SW6	Le chemin pour l'export automatique n'est pas sélectionné.	Sélectionnez le chemin d'export automatique, ou désactiver la fonction
SW7	Le chemin pour l'export automatique n'est pas défini.	Définir le chemin d'export automatique, ou désactiver la fonction
SW8	L'analyseur cytologie n'est pas prêt	Vérifiez l'analyseur cytologie
SW20	Si vous utilisez la fonction liste de travail, impossible de répéter l'analyse	Désactivez la fonction liste de travail ou de réglez le nombre de répétitions à 1!
SW21	Au moins un profil doit être sélectionné	Activez au minimum un profil dans le menu de paramétrage profils
SW22	Mode répétition et séquence ID sont en conflit!	Paramétrez le nombre de répétitions à 1

Code	Message d'alerte logiciel	Elimination de l'alerte
SW25	Pas de lot activé pour chaque niveau CQ	Activez un lot pour chaque niveau!
SW26	Les lots actifs doivent être de la même solution!	Assurez-vous de sélectionner des No de lot de la même solution
SW27	Aucun lot CQ activé	Activez un lot CQ
SW28	Lot CQ déjà en service	Paramétrez un lot CQ différent
SW29	La limite de remplissage du bidon déchet est presque atteinte.	
SW30	Suppression CQ indisponible!	Le(s) enregistrement(s) sélectionné(s) contiennent des résultats CQ. Pour activer la suppression des CQ utiliser l'onglet paramètres/ fonctions
SW31	Espace disque faible	
SW32	Le numéro de série de l'instrument n'est pas renseigné	Paramétrez un N° de série correct
SW33	Paramétrage profil réflexe incorrect	Paramétrez un profil réflexe correct
SW35	Enregistrement bandelettes nécessaire	Enregistrer de nouvelles bandelettes dans le menu Général
SW36	Echec analyse CQ niveau 1	
SW37	Echec analyse CQ niveau 2	
SW38	L'échantillon n'a pas encore été validé ! ({0})	
SW39	La valeur du profil de REF analysée a atteint la limite d'avertissement !	S'il vous plaît, nettoyez le profil de référence !
SW40	D. invalide. (Analyse ID : {0})	Le résultat de la D. est invalide. Veuillez examiner les résultats de l'échantillon et répéter l'analyse si nécessaire.
SW41	Les noms de catégorie ne peuvent pas contenir le tiret « _ » (underscore).	Fournissez un nom différent ou ajoutez un autre caractère au nom de la catégorie.
SW42	Vous devez initialiser la machine.	L'instrument est dans un état incertain et doit être initialisée avant de reprendre le fonctionnement.
SW43	L'échantillon ayant échoué ({0}) ne peut pas être validé.	La sélection d'échantillons comprenait un échantillon qui avait échoué. Si vous voulez valider les résultats de l'échantillon, vous devez l'analyser à nouveau pour continuer.
SW44	L'échantillon ayant échoué ({0}) ne peut pas être transféré.	La sélection d'échantillons comprend un échantillon qui a échoué. Si vous voulez transférer les résultats de l'échantillon, vous devez l'analyser à nouveau pour continuer.
SW45	L'échantillon ayant échoué ({0}) ne peut pas être imprimé.	La sélection d'échantillons comprend un échantillon qui a échoué. Si vous voulez imprimer les résultats de l'échantillon, vous devez l'analyser à nouveau pour continuer.

Code	Message d'alerte logiciel	Elimination de l'alerte
SW46	L'échantillon ayant échoué ou non validé ({0}) ne peut pas être exporté.	La sélection d'échantillons comprend un échantillon qui a échoué ou n'est pas validé. Si vous voulez exporter les résultats de l'échantillon, vous devez l'analyser à nouveau pour continuer.
SW47	Le code-barres « {0} » a déjà un résultat d'analyse.	Un résultat d'analyse existe déjà pour ce code-barres. En raison de cette impression automatique, l'exportation et l'envoi vers le SIL ne sont pas effectués. Si vous souhaitez toujours l'imprimer, l'exporter ou l'envoyer au SIL, vous devez le faire manuellement.
SW48	La réévaluation des codes-barres suivants a été rejetée : "{0}"	Causes possibles : l'échantillon a déjà été envoyé à l'une des sorties
SW49	Espace disque insuffisant pour les diagnostics.	Au moins 500 Mo d'espace disque libre requis.
SW50	Les paramètres de profil réflexe sont incohérents.	Assurez-vous que les instruments cytologiques et chimiques sont configurés pour analyser avec le profil réflexe, ou éteignez-les sur les deux instruments.
SW51	Échec de la synchronisation de la configuration du lot CQ actif.	Assurez-vous que l'analyseur de chimie et l'analyseur de cytologie définissent tous deux le même type de solution et de lot.
SW52	Les modes de génération d'ID d'analyse sont incohérents.	Assurez-vous que le sédiment et l'instrument chimique sont configurés pour utiliser le code-barres ou pour générer un numéro de séquence pour l'ID d'analyse.
SW53	L'adresse IP spécifiée est invalide.	L'adresse IP de l'hôte pour le SIL doit être spécifiée sous la forme de quatre nombres séparés par une période comprise entre 0 et 255.
SW54	Le port IP de l'hôte est invalide.	Le port IP de l'hôte pour le SIL doit être un nombre compris entre 1 et 65 535.
SW55	Deux noms de catégories sont identiques sur un profil.	Lors de la spécification des noms de catégories personnalisées, vous avez choisi le même nom pour deux catégories différentes sur le même profil.
SW56	Impossible d'exporter automatiquement l'échantillon car le chemin de destination est manquant.	Assurez-vous que la clé USB est correctement insérée dans l'instrument. Attendez la fin de l'analyse si la porte doit être ouverte.

6.3 Messages d'erreur

Au cours de l'opération, un programme de contrôle vérifie les conditions nécessaires à la bonne exécution de chaque fonction. Si un problème est indiqué à la fin de la vérification, un message d'erreur sera affiché. Les messages d'erreur se rapportent soit au matériel soit au logiciel.

6.3.1 Messages se rapportant au matériel

Si un message d'erreur se rapportant au matériel apparaît, tapez sur le bouton Init dans la fenêtre d'analyse. Dans certains cas, le problème se résout automatiquement en initialisant LabUMat 2. Sinon, essayez d'éteindre l'analyseur et de le rallumer—une réinitialisation du matériel peut éliminer le problème. Si l'erreur persiste, notez le code d'erreur du message ainsi que les mots exacts tels qu'ils sont affichés, et contactez le support technique pour obtenir de l'aide.

6.3.2 Messages d'erreur du logiciel

Code	Message d'erreur du logiciel	Elimination de l'erreur	
SE2	Erreur de la connexion SIL	Vérifiez le système SIL et les câbles de connexion	Erreur commande de mise à jour
SE3	Erreur à l'ouverture de la connexion SIL	Vérifiez le système SIL et les câbles de connexion	Erreur effacement mémoire flash
SE4	Erreur de mise à jour	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	Erreur
SE5	Erreur effacement mémoire flash	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	Erreur mémoire flash
SE6	Erreur mise à jour fichier (mhx)	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	Fichier de mise à jour non trouvé
SE7	Erreur mémoire flash	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	Pas de processeur
SE8	Fichier mise à jour (mhx) non localisé	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	Erreur mise à jour mémoire flash
SE10	Pas de processeur	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	
SE12	Erreur mise à jour mémoire flash	Relancez l'application. Si cela ne fonctionne pas, mettez à jour directement le module PCBs du logiciel de Service, dans le menu de paramétrage des cartes.	

Code	Message d'erreur du logiciel	Elimination de l'erreur	
SE13	Erreur fichier E/S	Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne correctement et qu'il n'est pas protégé en écriture.	
SE14	Echec de la connexion. Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect	Connectez-vous avec un identifiant et un mot de passe corrects	
SE15	Base de données pleine !	Libérez de la place dans la base de données ou activer la mémoire circulaire	
SE16	L'échantillon suivant ne peut pas être exporté	Vérifiez si le périphérique USB a suffisamment d'espace libre ou s'il est accessible	
SE17	Le mot de passe et le nom d'utilisateur doivent être différents	Choisissez un autre mot de passe	
SE18	Ancien mot de passe incorrect	Tapez correctement l'ancien mot de passe	
SE19	Entrez au minimum cinq (5) caractères	Choisissez un mot de passe de 5 caractères au minimum pour des raisons de sécurité	
SE20	Les nouveaux mots de passe ne sont pas identiques	Retapez les nouveaux mots de passe	
SE21	Ce nom d'utilisateur existe déjà	Choisissez un autre nom d'utilisateur	
SE22	Le nom d'utilisateur est trop court	Les noms d'utilisateur doivent comporter au minimum 2 caractères	
SE24	Ce nom d'utilisateur existe déjà	Merci d'entrer un autre nom d'utilisateur !	
SE25	Le nom d'utilisateur est trop court	Les noms d'utilisateur doivent comporter au minimum 2 caractères	
SE26	Vous ne pouvez pas supprimer votre compte vous-même	Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même !	
SE27	Erreur connexion SIL !	Vérifier la connexion avec le SIL	
SE28	Base de données CQ pleine	Effacez les données CQ	
SE29	Erreur fichier E/S durant la copie des fichiers log	Vérifiez le périphérique USB	
SE30	Poubelle pleine	Videz la poubelle	
SE31	Erreur fichier E/S !	Vérifiez le support externe	
SE32	Erreur de diagnostic	Essayez de relancer le diagnostic	
SE33	Analyse ID utilisée		

Code	Message d'erreur du logiciel	Elimination de l'erreur	
SE34	Erreur fichier E/S !		
SE38	Le code d'enregistrement bandelettes a expiré	Enregistrez un nouveau code	
SE39	Code d'enregistrement étranger		
SE40	Code d'enregistrement non détecté	Essayez à nouveau l'enregistrement	
SE41	Code d'enregistrement incorrect	Code d'enregistrement déjà utilisé. Utilisez un autre code	
SE42	La valeur mesurée du tampon REF a atteint la limite d'erreur !	Merci de changer le module de la tête de mesure !	
SE43	Erreur de lecture du code barre !	Une erreur s'est produite pendant la lecture du code barre.	

Code d'erreur	Message d'exception logicielle	Elimination de l'erreur
SX0	Erreur logicielle	Merci de redémarrer l'instrument. SI l'erreur apparait à nouveau, contacter le SAV.
SX1	Le compactage de la base de donnée a échoué!	Merci de redémarrer l'instrument. SI l'erreur apparait à nouveau, contacter le SAV.
SX2	Erreur mise à jour carte!	Merci de redémarrer l'instrument. SI l'erreur apparait à nouveau, contacter le SAV.
SX3	Tête d'analyse invalide	"Conflit : X Contactez le support de votre revendeur local à propos du problème."
SX4	S.O.	
SX5	Échec de la création de la base de données.	An unexpected error occured during the creation of the database
SX6	Impossible de se connecter à la base de données.	Could not open the database because either another software is accessing it or there is no sufficient rights to access it.
SX7	Échec de la préparation de la base de données.	Could not upgrade the database. Make sure the database is not of a newer database structure version.
SX8	Échec de l'effacement de la base de données.	An unexpected error have occured durng an attempt to clean up the work state of the database.
SX9	Échec du balayage de la base de données.	An unexpected error have occured durng an attempt to perform a sweep on the database.
SX10	Échec de l'initialisation du module de base de données.	"An error occured during database initialization and the operator software cannot operate. Try to restart the software, and if the issue persist, please contact service support. The software exits once all messages are closed."

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, ou si un autre message d'erreur est affiché, contactez le support technique pour obtenir de l'aide. L'instrument ne doit être réparé que par le personnel de service spécialement formé.



Ne tentez pas de réparer l'équipement sans l'assistance d'un professionnel.

6.4 Erreurs d'analyse possibles

En effectuant les analyses, LabUMat 2 affiche le statut des bandelettes dans la colonne **Statut** (Status) du menu d'**Analyse** (Measure). Si d'une façon ou d'une autre l'analyseur n'a pas pu effectuer tout le processus d'analyse d'un échantillon, un « **X** » rouge s'affichera dans la colonne Statut, accompagné d'un numéro de code explicatif. Les résultats d'analyse marqués d'un X rouge n'apparaissent pas sur le menu **Données** et le système ne les stocke pas. Répétez ces analyses pour obtenir des résultats fiables.

Code d'erreur d'analyse	Description de l'erreur
X1	Inverser l'ordre des tampons La bandelette de test a été chargée dans le tambour d'alimentation dans le mauvais sens. Répétez la mesure avec une bandelette réactive correctement orientée.
X2	Aucune bandelette détectée Bandelette perdue après la distribution de l'échantillon.
X3	Bandelette mal alignée La bandelette est oblique sous la tête de mesure. Nettoyez les pinces à bandelette, le peigne et le plateau de mesure de la bandelette.
X4	Bandelette sèche ou couleur inadéquate des tampons de bandelette
X5	Bandelette retournée La bandelette s'est retournée pendant l'alimentation, la distribution de l'échantillon ou le processus de chronométrage.
X6	Bandelette invalide
X7	Bandelette surexposée
Xt	La mesure du contrôle qualité a échoué (le résultat de la mesure du contrôle est en dehors de la plage définie). Répétez la mesure CQ.
X	L'analyse a été arrêtée par l'utilisateur / HW ou autre erreur non définie

7 RÉSUMÉ DES PERFORMANCES

7.1 Comparaison de méthodes

La comparaison des méthodes a été effectuée pour les paramètres ci-dessous par rapport au Roche Urisys 2400 sur 428 échantillons en utilisant plusieurs lots de LabStrip U11 Plus GL.

Paramètre	Sensibilité [%]	Caractéristiques techniques [%]	Précision diagnostique [%]	Concordance étendue [%]	VPN* [%]	VPP** [%]
BIL	97,1	67,3	73	95,1	99	41,2
UBG	84,1	93,9	92	98,9	96,1	76,7
KET	81,4	95,7	92,9	99,6	95,4	82,4
ASC	91,5	98,9	98,1	100	98,9	91,5
GLU	95,5	97,5	97,1	98,4	98,8	91
PRO	87,1	93,8	91,6	99,7	93,7	87,4
BLD	82,1	84,3	83,3	99,8	84,3	82,1
pH	n.a.	n.a.	n.a.	81,6	n.a.	n.a.
NIT	83,9	93,4	92,5	100	98,2	57,8
LEU	85,2	83,8	84,5	99,8	85,1	83,9

La comparaison des méthodes pour les paramètres supplémentaires fournis par la bandelette de test LabStrip U12 mALB/CREA a été effectuée par rapport au Roche Cobas c501 sur 275 échantillons en utilisant plusieurs lots de LabStrip U12 mALB/CREA.

Paramètre	Sensibilité [%]	Caractéristiques techniques [%]	Précision diagnostique [%]	Concordance étendue [%]	VPN* [%]	VPP** [%]
CREA	n.a.	n.a.	n.a.	98	n.a.	n.a.
mALB	93	83	90	93	82	94
ACR	93	83	90	99	84	92
PCR	56	98	83	84	80	94

La comparaison des méthodes pour les paramètres physiques (mesurés par la CMP) a été réalisée par rapport au Roche Urisys 2400 sur 428 échantillons.

La DU (densité urinaire) a été évaluée par analyse de régression de Deming :

R de Pearson : 0,991

Coeff. directeur : 0,999

Les résultats de couleur et de turbidité sont présentés ci-dessous :

Paramètre	Concordance [%]
Couleur	96
Turbidité	99

7.2 Mesures de précision

Le résumé des mesures de répétabilité et de reproductibilité est présenté ci-dessous. Les paramètres CREA, mALB, ACR, PCR ont été mesurés avec la bandelette de test LabStrip U12 mALB/CREA, tandis que les autres paramètres ont été mesurés avec la LabStrip U11 Plus GL.

Paramètre	Répétabilité [%]	Reproductibilité [%]
BIL	100	99
UBG	100	99
KET	100	100
ASC	100	98
GLU	98	100
PRO	100	100
BLD	100	100
pH	98	100
NIT	100	100
LEU	100	100
CREA	100	100
mALB	100	100
ACR	100	100
PCR	100	100

7.3 Plages de mesure, sensibilité analytique et valeurs attendues

Les plages de mesure, la sensibilité analytique et les valeurs attendues des paramètres rapportés sont indiquées ci-dessous. Les paramètres CREA, mALB, ACR, PCR sont disponibles uniquement avec la bandelette de test LabStrip U12 mALB/CREA.

Paramètre	Valeur attendue	Unité	Plage de mesure	Sensibilité analytique
BIL	nég.	umol/l	nég., 8,5 ; 17 ; 50 ; 100	0,3 – 0,7 mg/dl
		mg/dl	nég., 0,5 ; 1 ; 3 ; 6	
		arb.	nég., (+), +, ++, +++	
UBG	norm.	umol/l	norm. ; 35 ; 70 ; 140 ; 200	1 – 1,5 mg/dl
		mg/dl	norm. ; 2 ; 4 ; 8 ; 12	
		arb.	norm., +, ++, +++, +++++	
KET	nég. – trace	mmol/l	nég. ; 0,5 ; 1,5 ; 5 ; 15	3 – 10 mg/dl
		mg/dl	nég. ; 5 ; 15 ; 50 ; 150	
		arb.	nég., (+), +, ++, +++	

ASC	n.a.	g/l	nég. ; 0,2 ; 0,4 ; 1	5 - 15 mg/dl
		mg/dl	nég. ; 20 ; 40 ; 100	
		arb.	nég., +, ++, +++	
GLU	norm.	mmol/l	norm. ; 1,7, 2,8 ; 8 ; 28 ; 56	25 - 40 mg/dl
		mg/dl	norm. ; 30, 50 ; 150 ; 500 ; 1000	
		arb.	norm., (+), ++, +++, +++++	
PRO	nég. - trace	g/l	nég. ; 0,15 ; 0,3 ; 1 ; 5	10 - 20 mg/dl
		mg/dl	nég. ; 15 ; 30 ; 100 ; 500	
		arb.	nég., (+), +, ++, +++	
CREA	n.a.	mmol/l	0,9. ; 4,4 ; 8,8 ; 17,7 ; 26,5	n.a.
		mg/dl	10. ; 50 ; 100 ; 200 ; 300	
BLD	nég.	Ery/ul	nég. ; 5 ; 10 ; 50 ; 300	~ 5 Ery/ μ l
		arb.	nég., +, ++, +++	
pH	pH 5 - 8		5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9	n.a.
NIT	nég.	arb.	nég., pos.	0,05 - 0,1 mg/dl
mALB	norm.	mg/l	10 ; 30 ; 80 ; 150 ; 500	\leq 30 mg/l
		arb.	norm., +, ++, +++, +++++	
LEU	nég.	Leu/ul	nég. ; 25 ; 75 ; 500	10 - 20 Leu/ μ l
		arb.	nég., +, ++, +++	
ACR	norm.	mg/mmol	\leq 3,4 ; 3,5 - 33,8 \geq 33,9	n.a.
		mg/g	\leq 30 ; 31 - 299 \geq 300	
		arb.	norm., +, ++	
PCR	norm.	mg/mmol	\leq 56,7 ; $>$ 56,7 ; \geq 113 ; \geq 340	n.a.
		mg/g	\leq 500 ; $>$ 500 ; \geq 1000 ; \geq 3000	
		arb.	norm., +, ++, +++	

Les paramètres physiques, mesurés par la CMP n'ont pas de valeurs de sensibilité analytique.

Paramètre	Valeur attendue	Plage de mesure
DU	1,002 - 1,035	1,000 - 1,050
Couleur	Jaune, jaune pâle	Jaune, jaune pâle, rouge, verte, orange, brune, ambrée, autre
Turbidité	Limpide -, Légèrement trouble	Claire -, Légèrement trouble+1 Très trouble+2

8 SUPPORT DE L'INSTRUMENT

8.1 Entretien

- Seuls les experts qualifiés et formés sont autorisés à réparer l'analyseur.
- On ne peut utiliser que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Avant de retirer le couvercle de l'analyseur, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications. Par conséquent, de légers écarts peuvent survenir entre la description et la configuration réelle de l'appareil.
- On peut se procurer la documentation la plus récente à propos de certaines variantes auprès du fabricant.

8.2 Références de commande

Consommables	
ANA-9901GL-1	LabStrip U11 Plus GL (1 FLACON CONTIENT 150 BANDELETTES)
U12-9901	LabStrip U12 mALB/CREA
Accessoires	
URM-4419-2 (avec étiquette RFID)	RACK POUR LabUMat 2 (10 PCS)
UPA-9940-1 :	KIT DE STABILITÉ EMBARQUÉ
UPA-9941-1 :	DESSICCANT 50 G (10 PACKS)

9 DONNÉES TECHNIQUES

Général	
Paramètres évalués	Bilirubine, Urobilinogène, Cétones, Acide ascorbique, Glucose, Protéines, Sang, pH, Nitrite, Leucocytes à l'aide des bandelettes de test LabStrip U11 Plus GL. Bilirubine, urobilinogène, cétones, acide ascorbique, glucose, protéines, sang, pH, nitrites, leucocytes, créatinine, albumine, rapport albumine/créatinine et rapport protéines/créatinine à l'aide des bandelettes de test LabStrip U12 mALB/CREA. Densité urinaire, couleur, turbidité à l'aide du module de CMP (Cellule de mesure physique) intégré.
Technologie	photomètre à réflexion (longueurs d'onde : 505, 530, 620, 660 nm)
Débit	240 tests/heure
Capacité de la mémoire	10 000 résultats
Dimensions de l'unité principale	
Taille	520 x 600 x 635 mm (L x l x h)
Poids	55 kilogrammes
Interfaces*	USB, port série RS232, PS2, DVI, port d'affichage
Affichage	Écran tactile couleur TFT 800 x 600
Alimentation	
Unité principale	100 – 240 V ~ max. 3A, 50 – 60 Hz
Fusible	2 x T8A 250 V
Catégorie de surtension	II
Conditions d'exploitation	
Température	+15 °C à +32 °C
Humidité relative	30 à 80 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	106 à 80 kPa (équivalent à une altitude d'env. 0 à 2000 m)
Pollution	Degré 2 (EN 61010-1)
Conditions de stockage	
Température	+5 °C à +40 °C
Humidité relative	10 % à 85 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	106 à 80 kPa (équivalent à une altitude d'env. 0- 2 000 m)
Conditions de transport	
Température	-25 °C à +60 °C
Humidité relative	10 % à 85 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	106 à 80 kPa (équivalent à une altitude d'env. 0 à 2000 m)
Lecteur de code-barres	
Types de codes-barres identifiés	CODE 39, CODE 128, EAN-13, EAN-8, DEUX PARMIS CINQ ENTRELACÉ, CODABAR
Hauteur min. des codes-barres identifiés	20 mm
Rack	Seuls les racks fournis par le fabricant peuvent être utilisés















Tube		
Volume min. d'échantillon dans le tube	2 ml (vérifié par le capteur de niveau de liquide)	
Homogénéisation des urines	Agitation par mélange d'échantillons	
Hauteur (si le tube est conique)	70 – 110 mm	
Hauteur (si le fond du tube est linéaire)	70 – 105 mm	
Diamètre en haut du tube	16 – 17,5 mm	
Diamètre max. en haut du rack (56 mm au-dessus du bas du tube)	16,5 mm	
Bandelettes de test		
Type	LabStrip U11 Plus GL	LabStrip U12 mALB/CREA
Paramètres	Bilirubine, Urobilinogène, Cétones, Acide ascorbique, Glucose, Protéines, Sang, pH, Nitrites, Leucocytes	Bilirubine, Urobilinogène, Cétones, Acide ascorbique, Glucose, Protéines, Sang, pH, Nitrites, Leucocytes, Créatinine, Albumine, Rapport albumine/créatinine et Rapport protéines/créatinine.
Emballage	150 pièces/flacon	150 pièces/flacon
Charge max. de bandelettes	300 pièces (2 flacons)	300 pièces (2 flacons)
Système de lavage		
Liquide de lavage dans un récipient	IFW (Instrument Feed Water, eau d'alimentation de l'instrument) Contenu microbien maximal : 1000 CFU/mL Conductivité maximale : 1µS/cm (25 °C) Teneur maximale en silicate : 0,1 mg/L Norme CLSI : Juillet 2006 (C3-A4 Vol. 26 N° 22)**	
Volume des conteneurs	5 litres	
Consommation de liquide de lavage	300 mesures min. peuvent être effectuées avec 5 L d'eau d'alimentation des instruments (IFW)	
Solution de lavage pour le nettoyage quotidien de Le LabUMat 2	Min. 6 ml de solution de NaOCl à 2 % dans un tube à essai	
Bac à déchets		
Taille du bac à déchets	Environ 300 mesures	
Paramètres	Bilirubine, Urobilinogène, Cétones, Acide ascorbique, Glucose, Protéine, Sang, pH, Nitrite, Leucocytes	
Emballage	150 pcs/flacon	
Chargement max. des bandelettes	150 pièces (1 flacon)	
Système de lavage		

Lavage du liquide dans le contenant	IFW (Instrument Feed Water, eau d'alimentation de l'instrument) Teneur microbienne maximum : 1000 CFU/ml Conductivité maximum : 1µS/cm (25°C) Teneur maximum en silicates : 0,1 mg/L Standard CLSI : juillet 2006 (C3-A4 Vol. 26 N° 22)**
Volume des contenants	5 litres
Consommation du liquide de lavage	300 analyses au minimum peuvent être effectuées avec 5 l d'eau distillée
Solution de lavage pour le nettoyage quotidien de Le LabUMat 2	Au min. 6 ml, solution de NaOCL à 2 % dans un tube
Poubelle	
Taille de la poubelle	environ 200 analyses

*All connected devices must comply with EN 60950 standard and all its extensions relevant to the type of connected device.

** Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory : Proposed Guideline – Fourth Edition. CLSI Document C3-A4 Vol 26 No 2 (ISBN 1-56238-610-7). Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA

10 SYMBOLES

	La marque CE reconnaît que le produit se conforme aux directives applicables de l'Union européenne
	Dispositif médical de diagnostic in-vitro
	Ce produit a été testé conformément aux exigences de CAN/CSA-C22.2 No. 61010- 1, seconde édition, y compris l'amendement 1, ou une version plus récente de la même norme, comportant le même niveau d'exigence au niveau des tests.
	Consultez les consignes d'utilisation
	Numéro de série
	Fabricant
	Alerte : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des préjudices corporels.
	Dangers biologiques : Indique une situation potentiellement dangereuse comportant des matières présentant un danger biologique. On doit prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires pour prévenir les préjudices corporels ou risquer d'endommager le matériel.
	Pièces mobiles
	ESD - Décharge électrostatique
	Alerte concernant le rayonnement laser (Classe 2)
	Haute tension
	Mise en garde : Indique une situation potentiellement dangereuse, qui pourrait, si on ne l'évite pas, entraîner des dommages à l'instrument ou compromettre les résultats de l'analyse.
	Indique des renseignements importants ou des conseils utiles sur l'utilisation correcte de l'analyseur.

77 Elektronika Kft.

 1116 Budapest, Fehérvári út 98.

HONGRIE

Tél : + 36 1 206 - 1480

Télécopie : + 36 1 206 - 1481

E-mail : sales@e77.hu